

Rischio
Elevato

Dyna-Tek™ Posture Visco

Design – Patent Pending

Il cuscino **Posture Visco di Dyna-Tek** è concepito per creare una migliore gestione posturale insieme ad una ideale ridistribuzione delle pressioni. Questo prodotto è indicato per gli utilizzatori considerati a **rischio elevato** di sviluppo di lesioni da decubito. **Dyna-Tek Posture Visco** offre la combinazione di una ottimale distribuzione delle pressioni e un elevato comfort per il paziente sia a livello domiciliare che in ambiente Ospedaliero o di RSA.

Caratteristiche

- ① Design unicamente sagomato per il contenimento delle tuberosità ischiatiche
- ② Superficie in schiuma visco elastica
- ③ Schiuma CMHR della massima qualità
- ④ Cover multi-stretch, permeabile ai vapori (trattata con agente antimicotico)
- ⑤ Base anti-scivolo
- ⑥ Parti sostituibili

Benefici

- Crea un'eccezionale gestione della postura
- Offre un'eccellente ridistribuzione della pressione e un importante confort per il paziente
- Impedisce al paziente di toccare la base e lo aiuta nei trasferimenti.
- Riduce le forze di frizione e taglio e nel contempo garantisce un ottimo controllo delle infezioni (può essere lavata fino a 95 °C)
- Per garantire una maggior sicurezza al paziente e all'operatore secondo le procedure di movimentazione e gestione dei carichi
- Garantisce un risparmio economico per il cliente

Specifiche Tecniche

Codice prodotto	CUSH/PV/46/46/7.5
Categoria di rischio	Alto rischio
Portata limite	152kg
Garanzia	2 Anni
Dimensioni	(Lunghezza) 46cm x (Larghezza) 46cm x (Altezza) 7,5cm. Diverse dimensioni disponibili su richiesta
Densità della schiuma	Base CMHR 38–40kg/m3 Durezza nominale –200 Newtons
Classe di resistenza	Severa
Classe di reazione al fuoco	Classe 1 IM; BS7176; 2007
Peso	1.3kg
Disinfezione con Ipoclorito di sodio in P.C.. o Soluzioni compatibili e approvate.	Diluizione 1,000 ppm o 0,1% (da utilizzare unitamente alle linee guida di controllo infezioni stabilite localmente)