



Dyna-Tek™ Profile

El cojín **Dyna-Tek Profile** es nuestro producto inicial, el cual provee manejo de la postura sorprendentemente bueno y una excelente redistribución de la presión. Está hecho específicamente para pacientes considerados **“En riesgo”** de desarrollar úlceras por presión. Diseñado principalmente para sillas de rueda, el **Dyna-Tek Profile** es también apropiado para entornos residenciales y hospitalarios ya que asegura la mejor combinación entre el confort del paciente y el cuidado de su presión con una buena relación costo-eficacia.

Características

- ① Diseño exclusivo para tuberosidades isquiáticas
- ② Superficie de espuma diseñada para el apoyo del muslo
- ③ Espuma CMHR de calidad superior
- ④ Cubierta elastizada permeable al vapor, (impregnada con un agente fungicida)
- ⑤ Base antideslizante
- ⑥ Piezas totalmente reemplazables

Beneficios

- Facilita un manejo excepcional de la postura
- Proporciona excelente redistribución de la presión y un alto confort del paciente
- Previene el hundimiento del paciente y ayuda a su traslado
- Reduce las fuerzas de corte y fricción, al tiempo que ayuda a implantar las normas de control de infecciones (lavable a 95 °C)
- Facilita la manipulación para mayor seguridad del paciente
- Garantiza una buena relación calidad/precio

Especificaciones técnicas

Código del producto	CUSH/PRO/43/43/5
Categoría de riesgo	En riesgo
Peso límite	114 kg
Garantía	1 año
Dimensiones	(Largo) 43 cm x (ancho) 43 cm x (altura) 5 cm (17" x 17" x 2") Disponibles diversos tamaños a solicitud
Densidad de la espuma	Base CMHR – 38–40 kg / m ³ Dureza nominal – 200 N
Clase de fatiga	Severa
Resistencia al fuego	BS7176; 2007
Peso	1 kg
Compatible con solución de hipoclorito	1.000 ppm diluidos al 0,1 % (o para usar según las normas locales de control de infecciones)