

# Coral

Toalett-/duschpall med rygg- och armstöd

*Stabilt stöd*  
*Justerbar höjd*  
*Kompakt format och låg vikt*  
*Ergonomisk design*

302010030  
Coral, toalett-/duschpall med rygg- och armstöd



## **Kompakt och med justerbar höjd – en praktisk lösning för komfort och oberoende**

Coral toalett-/duschpall med rygg- och armstöd är ett hjälpmedel som gör det möjligt för brukaren att sitta säkert och bekvämt vid toalettbesök eller i duschen. Pallen levereras komplett med toalettskenor och kan användas antingen fristående, med bänken eller toalettthink, eller stående över en vanlig toalettstol. Toalett-/duschpallen erbjuder ett stabilt och höjjusterbart stöd för aktiva brukare med svaga ben, låg uthållighet och/eller dålig balans och som behöver lite mer stöd vid nedsittning och uppresning. För maximal stabilitet är pallens ben utrustade med halkfria gummifötter med dräneringshål. Sitshöjden kan enkelt justeras för att garanterat passa perfekt för varje brukare och situation.

# Coral

## Formgjuten toaletsits ger en bra sittställning och en bekväm sittvinkel

Den rostfria ramen är försedd med en praktisk och bekväm, formgjuten toaletsits av tålig plast med en slät och behaglig yta. Sitsen ger en bra sittställning och en bekväm sittvinkel på en grad, vilket gör duschning och toalettbesök till säkra och behagliga upplevelser eftersom brukaren inte glider av sitsen. Fördjupningarna i toaletsitsens bak- och framkant underlättar för brukaren att komma åt intima kroppsdelar utan att behöva ställa sig upp.

## Fasta rygg- och armstöd ger extra stöd och trygghet

Brukare med nedsatt styrka och balans kan ha svårt att sätta sig ned och resa sig upp. Denna modell av Coral är utrustad med ett stabilt och samtidigt flexibelt och bekvämt, fast ryggstöd samt fasta armstöd som ger just det extra stöd som kan behövas i dessa situationer. Rygg- och armstöden ger också brukaren en ökad känsla av trygghet i sittande ställning, utan att vara i vägen för en mer aktiv och oberoende brukare.

## Låg vikt och kompakt format gör pallen mycket lättplacerad

Toalett-/duschpallen har låg vikt och ett kompakt format vilket gör den mycket lättplacerad i alla typer av våtrum, även när utrymmet är begränsat. Pallens utformning, med en öppning i ryggstödet och med armstödens form, erbjuder flera bra greppmöjligheter som underlättar lyft och transport av pallen för brukare med nedsatt styrka eller handfunktion.



## Finns även med duschsits

Denna modell av Coral finns även med hel duschsits (artikelnr 3002010130). Coral pallarna finns också i två modeller utan rygg- och armstöd.



För mer information, besök vår hemsida, [www.handicare.se](http://www.handicare.se).

## PRODUKTSPECIFIKATION

Art. nr.	Produktnamn, beskrivning
3002010030	Coral, toalett-/duschpall med rygg- och armstöd, komplett med toaletskenor

## FINESSER OCH FÖRDELAR

- Stabil och trygg, med ergonomisk design
- Säker och mycket enkel att använda
- Kompakt, hygienisk och attraktiv design
- Lättplacerad i alla typer av våtrum, även när utrymmet är begränsat
- Mycket enkel att montera – inga verktyg behövs
- Rostfritt stål och plast, passar för våta miljöer
- Enkel skötsel och underhåll
- Formgjuten toaletsits ger en bra sittställning och en bekväm sittvinkel
- Fördjupningar i toaletsitsens bak- och framkant underlättar intimitetshygien
- Utformningen av fördjupningarna hindrar brukaren från att glida ned i sitsen
- Enkel justering av sitshöjden; 420-570 mm, justerbar i 7 positioner med 25 mm mellanrum
- Stabilt och samtidigt flexibelt och bekvämt ryggstöd
- Fasta armstöd ger stöd vid förflyttningar och trygghet i sittande ställning
- Rygg- och armstöden är utformade för att inte vara i vägen för en mer aktiv och oberoende brukare

## TEKNISK INFORMATION

Material, ram och ben:	_____	Rostfritt stål
Material, sits, rygg- och armstöd:	_____	Globalförstärkt 30 % PP plast
Sits, höjd:	_____	420-570 mm
Sits, bredd x djup:	_____	490 x 410 mm
Toalettöppning, bredd x djup:	_____	210 x 280 mm
Avstånd mellan armstöd:	_____	450 mm
Ryggstöd, höjd:	_____	330 mm
Ryggstöd, bredd:	_____	349 mm
Armstöd, höjd (mätt från sitsen):	_____	210 mm
Armstöd, längd:	_____	249 mm
Total höjd:	_____	750-900 mm
Yttermått, bredd x djup:	_____	550 x 525 mm
Fri höjd under sits (för placering över toalettstol):	_____	365-515 mm
Fri bredd under sits (för placering över toalettstol):	_____	410 mm
Vikt:	_____	7 kg
Max belastning på armstöd:	_____	65 kg
Max. brukarvikt:	_____	150 kg

## TILLBEHÖR

Art. nr.	Produktnamn, beskrivning
LI02979.411	Bedpan, bäcken med lock och handtag, Ø 300 mm, polerat rostfritt stål
LI02979.430	Bucket, toaletthink med lock och handtag, Ø 300 mm, polerat rostfritt stål
3002920402	Soft toilet seat, mjuk toaletsits, PUR, oval öppning, med urtag för fasta armstöd
3002920403	Soft toilet seat, mjuk toaletsits, PUR, nyckelhålsformad öppning, med urtag för fasta armstöd
3002920501	Transportation seat, transportsits, PUR, med urtag för fasta armstöd
3002920200	Calf support, vadstöd, textil med kardborrband



**handicare**

Handicare AB  
Veddestavägen 15,  
Box 640, 175 27 Järfälla  
Tel: 08-557 62 200  
Fax: 08-557 62 299  
[www.handicare.se](http://www.handicare.se)  
[info@handicare.se](mailto:info@handicare.se)