

Coral

Duschstol



Stabilt stöd
Justerbar höjd
Kompakt format och låg vikt
Ergonomisk design

En bekväm duschstol med justerbar höjd - en praktisk lösning för ökat oberoende

Coral duschstol är ett hjälpmedel som gör det möjligt för brukaren att sitta säkert och bekvämt i duschen eller vid handfatet. Duschstolen erbjuder ett stabilt och höjjusterbart stöd för mindre aktiva brukare med svaga ben, låg uthållighet och/eller dålig balans som sitter på stolen under längre perioder och som behöver mer stöd vid nedsittning och uppresning. För maximal stabilitet är stolens ben utrustade med halkfria gummifötter med dräneringshål. Sitshöjden kan enkelt justeras för att garanterat passa perfekt för varje brukare och situation.



Coral

Formgjuten duschsits ger en bra sittställning och en bekväm sittvinkel

Den rostfria ramen är försedd med en praktisk och bekväm, formgjuten duschsits av tålig plast med en slät och behaglig yta. Sitsen ger en bra sittställning och den bekväma sittvinkeln på en grad gör duschningen till en säker och behaglig upplevelse eftersom brukaren inte glider av sitsen.

Ryggstöd med fällbara armstöd ger extra stöd och trygghet

Brukare med nedsatt styrka och balans kan ha svårt att sätta sig ned och resa sig upp. Denna modell av Coral är utrustad med ett stabilt och bekvämt ryggstöd med integrerade, fällbara armstöd som ger just det extra stöd som kan behövas i dessa situationer. Rygg- och armstöden ger också brukaren en ökad känsla av trygghet i sittande ställning, utan att vara i vägen för en mer aktiv och oberoende brukare.

Ryggstödet ram är klädd med en bekväm och lättskött textil nätklädsel som ger ett mjukt och följsamt stöd. Klädseln torkar också mycket snabbt. Ryggstödet djup kan ställas in med hjälp av ett kardborrband i nederkanten på klädseln. Armstöden är individuellt upp- och nedfällbara, vilket både underlättar överflyttningar i sidled och skapar mer utrymme för brukaren samtidigt som det ger medhjälparen ökad åtkomst. Armstödens längd medger maximalt stöd vid förflyttningar framåt och bakåt i stolen.

Låg vikt och kompakt format gör stolen mycket lättplacerad

Duschstolen har låg vikt och ett kompakt format vilket gör den mycket lättplacerad i alla typer av våtrum.

För mer information, besök vår hemsida, www.handicare.se.



PRODUKTSPECIFIKATION

Art. nr.	Produktnamn, beskrivning
3002010140	Coral, duschstol

FINESSER OCH FÖRDELAR

- Stabil och trygg, med ergonomisk design
- Säker och mycket enkel att använda
- Kompakt, hygienisk och attraktiv design
- Lättplacerad i alla typer av våtrum
- Mycket enkel att montera – inga verktyg behövs
- Rostfritt stål och plast, passar för våta miljöer
- Enkel skötsel och underhåll
- Formgjuten duschsits ger en bra sittställning och en bekväm sittvinkel
- Enkel justering av sitshöjden; 420-570 mm, justerbar i 7 positioner med 25 mm mellanrum
- Bekvämt, ergonomiskt ryggstöd ger mjukt och följsamt stöd
- Nätklädseln är enkel att ta bort och kan tvättas i 60-85 grader för optimal hygien
- Individuellt fällbara armstöd ger ergonomiskt stöd vid förflyttningar och trygghet i sittande ställning
- Rygg- och armstöden är utformade för att inte vara i vägen för en mer aktiv och oberoende brukare

TEKNISK INFORMATION

Material, ram och ben:	_____	Rostfritt stål
Material, sits och armstöd:	_____	GF 30 % PP plast
Material, ryggstöd:	_____	Globalförstärkt 30 % PP plast/polylesternät
Sits, höjd:	_____	420-570 mm
Sits, bredd x djup:	_____	490 x 460 mm
Ryggstöd, höjd:	_____	520 mm
Ryggstöd, bredd:	_____	490 mm
Armstöd, höjd (mätt från sitsen):	_____	230 mm
Armstöd, längd:	_____	400 mm
Total höjd:	_____	940-1090 mm
Yttermått, bredd x djup:	_____	620 x 630 mm
Vikt:	_____	10 kg
Max belastning på armstöd:	_____	75 kg
Max. brukarvikt:	_____	150 kg

TILLBEHÖR

Art. nr.	Produktnamn, beskrivning
3002920500	Transportation seat, transportsits, PUR
3002920200	Calf support, vadstöd, textil med kardborrband
3002921300	Safety belt, säkerhetsbälte för höft eller bröst



handicare

Handicare AB
Veddestavägen 15,
Box 640, 175 27 Järfälla
Tel: 08-557 62 200
Fax: 08-557 62 299
www.handicare.se
info@handicare.se