

# Coral

Pallar

*Stabilt stöd*  
*Justerbar höjd*  
*Kompakt format och låg vikt*  
*Ergonomisk design*

3002010100  
Coral, duschpall



3002010000  
Coral, toalett-/duschpall



## Kompakta pallar med justerbar höjd – en praktisk lösning för komfort och oberoende

Coral pallan är ett hjälpmedel som gör det möjligt för brukaren att sitta säkert och bekvämt i duschen eller vid handfatet. Pallan finns i två varianter; med duschsits och med toaletsits. Coral toalett-/duschpallar erbjuder ett stabilt och höjjusterbart stöd för mer aktiva brukare med svaga ben, låg uthållighet och/eller dålig balans och som bara behöver lite stöd och en möjlighet att sitta ned, till exempel i samband med dusch. För maximal stabilitet är pallarnas ben utrustade med halkfria gummifötter med dräneringshål. Sitshöjden kan enkelt justeras för att garanterat passa perfekt för varje brukare och situation.

# Coral

## Två varianter; med duschsits och med toaletsits

Coral pallen finns i två varianter. Båda varianterna har en rostfri ram försedd med en praktisk och bekväm, formgjuten sits av tålig plast med en slät och behaglig yta. Duscpallen har en hel duschsits medan toalett-/duscpallen har en toaletsits. Båda sitsarna ger en bra sittställning och en bekväm sittvinkel på en grad, vilket gör duschning och toalettbesök till säkra och behagliga upplevelser eftersom brukaren inte glider av sitsen. Fördjupningarna i toaletsitsens bak- och framkant underlättar för brukaren att komma åt intima kroppsdelar utan att behöva ställa sig upp.

Toalett-/duscpallen levereras komplett med toalettskenor och kan användas antingen fristående, med bänken eller toalettthink, eller stående över en vanlig toalettstol.

## Låg vikt och kompakt format gör pallarna mycket lättplacerade

Coral pallarna har låg vikt och ett kompakt format vilket gör dem mycket lättplacerade i alla typer av våtrum, även när utrymmet är begränsat.

## Finns även med rygg- och armstöd

Coral pallarna finns också i två modeller utrustade med ryggstöd och armstöd.



3002010130

3002010030

För mer information, besök vår hemsida, [www.handicare.se](http://www.handicare.se).

## PRODUKTSPECIFIKATION

Art. nr.	Produktnamn, beskrivning
3002010100	Coral, duscpall
3002010000	Coral, toalett-/duscpall, komplett med toalettskenor

## FINESSER OCH FÖRDELAR

- Stabil och trygg, med ergonomisk design
- Säker och mycket enkel att använda
- Kompakt, hygienisk och attraktiv design
- Lättplacerad i alla typer av våtrum, även när utrymmet är begränsat
- Mycket enkel att montera – inga verktyg behövs
- Rostfritt stål och plast, passar för våta miljöer
- Enkel skötsel och underhåll
- Formgjuten sits ger en bra sittställning och en bekväm sittvinkel
- Fördjupningar i toaletsitsens bak- och framkant underlättar intimhygien
- Utformningen av fördjupningarna hindrar brukaren från att glida ned i sitsen
- Enkel justering av sitshöjden; 420-570 mm, justerbar i 7 positioner med 25 mm mellanrum

## TEKNISK INFORMATION

Material, ram och ben:	_____ Rostfritt stål
Material, sits:	_____ Globalförstärkt 30 % PP plast
Sits, höjd:	_____ 420-570 mm
Sits, bredd x djup:	_____ 490 x 410 mm
Toalettöppning, bredd x djup:	_____ 210 x 280 mm
Total höjd:	_____ 420-570 mm
Ytermått, bredd x djup:	_____ 490 x 525 mm
Fri höjd under sits (för placering över toalettstol):	_____ 365-515 mm
Fri bredd under sits (för placering över toalettstol):	_____ 410 mm
Vikt:	_____ 6 kg
Max. brukarvikt:	_____ 150 kg

## TILLBEHÖR

Art. nr.	Produktnamn, beskrivning
LI02979.411	Bedpan, bänken med lock och handtag, Ø 300 mm, polerat rostfritt stål
LI02979.430	Bucket, toalettthink med lock och handtag, Ø 300 mm, polerat rostfritt stål
3002920400	Soft toilet seat, mjuk toaletsits, PUR, oval öppning
3002920401	Soft toilet seat, mjuk toaletsits, PUR, nyckelhålsformad öppning
3002920500	Transportation seat, transportsits, PUR
3002920200	Calf support, vadstöd, textil med kardborrband



handicare

Handicare AB  
Veddestavägen 15,  
Box 640, 175 27 Järfälla  
Tel: 08-557 62 200  
Fax: 08-557 62 299  
[www.handicare.se](http://www.handicare.se)  
[info@handicare.se](mailto:info@handicare.se)