

Technical information and accessories

for Handicare's SystemRoMedic™ stationary ceiling lift units.

English

Svenska

Norsk

Dansk

Deutsch

Nederlands

Español

SystemRoMedic™ is a complete solution for easy transfers. The concept encompasses four product areas that meet most needs in different transfer situations.

Transfer, between two locations. **Positioning**, within the same location.

Support, for mobility. **Lifting**, both manual and mechanical.



www.handicare.com

Model / Special version	RiseBasic300M	RiseBasic440M	RiseAtlas450M, with QuickTrolleySystem	RiseAtlas450M, with QuickTrolleySystem, high humidity	RiseAtlas450T	RiseAtlas450T, with SmartPark-function	RiseAtlas625M, with QuickTrolleySystem	RiseAtlas625T	RiseAtlas625T, with SmartPark-function
Item No	50100039	50100040	50100057	50100051	50100058	50100052	50100059	50100060	50100053
Safe working load	138 kg / 300 lbs	200 kg / 440 lbs	205 kg / 450 lbs	205 kg / 450 lbs	205 kg / 450 lbs	205 kg / 450 lbs	285 kg / 625 lbs	285 kg / 625 lbs	285 kg / 625 lbs
Transfer in rail	Manual	Manual	Manual	Manual	Transfer motor	Transfer motor	Manual	Transfer motor	Transfer motor
Material, chassis	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Material, cover	Non flammable ABS plastic	Non flammable ABS plastic	Non flammable ABS plastic	Non flammable ABS plastic	Non flammable ABS plastic	Non flammable ABS plastic	Non flammable ABS plastic	Non flammable ABS plastic	Non flammable ABS plastic
Measurements, length x width x height	266 x 151 x 156 mm 10.5 x 5.9 x 6.1"	266 x 151 x 156 mm 10.5 x 5.9 x 6.1"	266 x 151 x 156 mm 10.5 x 5.9 x 6.1"	266 x 151 x 156 mm 10.5 x 5.9 x 6.1"	266 x 151 x 156 mm 10.5 x 5.9 x 6.1"	266 x 151 x 156 mm 10.5 x 5.9 x 6.1"	266 x 151 x 156 mm 10.5 x 5.9 x 6.1"	266 x 151 x 156 mm 10.5 x 5.9 x 6.1"	266 x 151 x 156 mm 10.5 x 5.9 x 6.1"
Weight	6.8 kg / 15.0 lbs	6.8 kg / 15.0 lbs	7.2 kg / 15.9 lbs	7.3 kg / 16.1 lbs	7.5 kg / 16.5 lbs	7.5 kg / 16.5 lbs	7.3 kg / 16.1 lbs	7.5 kg / 16.5 lbs	7.5 kg / 16.5 lbs
Transfer speed, without load	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	140 mm / 5.5" per sec	140 mm / 5.5" per sec	n.a.	140 mm / 5.5" per sec	140 mm / 5.5" per sec
Transfer speed, with load	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	120 mm / 4.7" per sec	120 mm / 4.7" per sec	n.a.	120 mm / 4.7" per sec	120 mm / 4.7" per sec
Hand control	Electrical, 4 buttons	Electrical, 4 buttons	Electrical, 4 buttons	Electrical, 4 buttons	Electrical, 6 buttons	Electrical, 6 buttons	Electrical, 4 buttons	Electrical, 6 buttons	Electrical, 6 buttons
Lifting range	2400 mm / 94.5"	2400 mm / 94.5"	2400 mm / 94.5"	2400 mm / 94.5"	2400 mm / 94.5"	2400 mm / 94.5"	2400 mm / 94.5"	2400 mm / 94.5"	2400 mm / 94.5"
Lifting speed, without load	30 mm / 1.2" per sec	30 mm / 1.2" per sec	50 mm / 2.0" per sec	50 mm / 2.0" per sec	50 mm / 2.0" per sec	50 mm / 2.0" per sec	50 mm / 2.0" per sec	50 mm / 2.0" per sec	50 mm / 2.0" per sec
Lifting speed, with load	20 mm / 0.8" per sec	20 mm / 0.8" per sec	39 mm / 1.5" per sec	39 mm / 1.5" per sec	39 mm / 1.5" per sec	39 mm / 1.5" per sec	39 mm / 1.5" per sec	39 mm / 1.5" per sec	39 mm / 1.5" per sec
Sound level, with load	51 dB(A)	51 dB(A)	55 dB(A)	55 dB(A)	55 dB(A)	55 dB(A)	55 dB(A)	55 dB(A)	55 dB(A)
Efficient strap control	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Emergency lowering	Electrical and manual	Electrical and manual	Electrical and manual	Electrical and manual	Electrical and manual	Electrical and manual	Electrical and manual	Electrical and manual	Electrical and manual
Emergency stop	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual
Night light	n.a.	n.a.	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Battery	2 x 12V 2.9 Ah	2 x 12V 2.9 Ah	NiMH 24V 3.2 Ah/768Wh	NiMH 24V 3.2 Ah/768Wh	NiMH 24V 3.2 Ah/768Wh	NiMH 24V 3.2 Ah/768Wh	NiMH 24V 3.2 Ah/768Wh	NiMH 24V 3.2 Ah/768Wh	NiMH 24V 3.2 Ah/768Wh
Hand control charging	Standard	Standard	Standard	No	Standard	No	Standard	Standard	No
In-rail charging	Optional, accessory	Optional, accessory	Optional, accessory	Optional, standard	Optional, accessory	No	Optional, accessory	Optional, accessory	No
End point charging	Optional, accessory	Optional, accessory	Optional, accessory	Optional, standard	Optional, accessory	Standard	Optional, accessory	Optional, accessory	Standard
Protection class, lift unit	IP20	IP20	IP20	IPX4	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Protection class, hand control	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4

 All models and special versions of RiseBasic and RiseAtlas meet the requirements of the Medical Devices Directive for Class 1 products 93/42/EEC.

Model / Special version	RiseBasic300M	RiseBasic440M	RiseAtlas450M, with QuickTrolleySystem	RiseAtlas450M, with QuickTrolleySystem, high humidity	RiseAtlas450T	RiseAtlas450T, with SmartPark-function	RiseAtlas625M, with QuickTrolleySystem	RiseAtlas625T	RiseAtlas625T, with SmartPark-function
Item No.	50100039	50100040	50100057	50100051	50100058	50100052	50100059	50100060	50100053
QuickTrolley450	-	-	Item No. 70200046	-	-	-	-	-	-
QuickTrolley450 70 mm	-	-	Item No. 70200051	Item No. 70200051	-	-	-	-	-
QuickTrolleyUniversal 360	Item No. 70200075	Item No. 70200075	Item No. 70200075	-	-	-	Item No. 70200075	-	-
In-rail/end point charging	Item No. 70200062	Item No. 70200062	Item No. 70200062	-	Item No. 70200062	-	Item No. 70200062	Item No. 70200062	-
Switch manoeuvring	Item No. 70200066	Item No. 70200066	-	-	-	-	-	-	-
IR remote controlling	-	-	Item No. 70200065	-	-	-	Item No. 70200065	-	-
9V battery and cable	-	-	Item No. 70200047	-	Item No. 70200047	Item No. 70200047	Item No. 70200047	Item No. 70200047	Item No. 70200047
Software for diagnostics	Item No. 70200048	Item No. 70200048	Item No. 70200048	Item No. 70200048	Item No. 70200048	Item No. 70200048	Item No. 70200048	Item No. 70200048	Item No. 70200048
SlingBar XS	Item No. 70200071	Item No. 70200071	Item No. 70200071	Item No. 70200071	Item No. 70200071	Item No. 70200071	Item No. 70200071	Item No. 70200071	Item No. 70200071
SlingBar S	Item No. 70200001	Item No. 70200001	Item No. 70200001	Item No. 70200001	Item No. 70200001	Item No. 70200001	Item No. 70200001	Item No. 70200001	Item No. 70200001
SlingBar M	Item No. 70200002	Item No. 70200002	Item No. 70200002	Item No. 70200002	Item No. 70200002	Item No. 70200002	Item No. 70200002	Item No. 70200002	Item No. 70200002
SlingBar L	Item No. 70200003	Item No. 70200003	Item No. 70200003	Item No. 70200003	Item No. 70200003	Item No. 70200003	Item No. 70200003	Item No. 70200003	Item No. 70200003
SlingBarSpreader M	Item No. 70200042	Item No. 70200042	Item No. 70200042	Item No. 70200042	Item No. 70200042	Item No. 70200042	Item No. 70200042	Item No. 70200042	Item No. 70200042
StretcherBar	Item No. 70200006	Item No. 70200006	Item No. 70200006	Item No. 70200006	Item No. 70200006	Item No. 70200006	Item No. 70200006	Item No. 70200006	Item No. 70200006
BariBar	Item No. 70200072	Item No. 70200072	Item No. 70200072	Item No. 70200072	Item No. 70200072	Item No. 70200072	Item No. 70200072	Item No. 70200072	Item No. 70200072
Sling bar RFL X4	Item No. 70200017	Item No. 70200017	Item No. 70200017	Item No. 70200017	Item No. 70200017	Item No. 70200017	Item No. 70200017	Item No. 70200017	Item No. 70200017
Lift strap extension	Item No. 70200053-058	Item No. 70200053-058	Item No. 70200053-058	Item No. 70200053-058	Item No. 70200053-058	Item No. 70200053-058	Item No. 70200053-058	Item No. 70200053-058	Item No. 70200053-058
Cover to charger	-	-	Item No. 50400066	Item No. 50400066	Item No. 50400066	Item No. 50400066	Item No. 50400066	Item No. 50400066	Item No. 50400066
Parking Placard	Item No. 50400048	Item No. 50400048	Item No. 50400048	Item No. 50400048	Item No. 50400048	Item No. 50400048	Item No. 50400048	Item No. 50400048	Item No. 50400048
Parking Placard BariBar	Item No. 50400332	Item No. 50400332	Item No. 50400332	Item No. 50400332	Item No. 50400332	Item No. 50400332	Item No. 50400332	Item No. 50400332	Item No. 50400332
Scales, Charder MHS2500	Item No. 70100002 Item No. 70100003	Item No. 70100002 Item No. 70100003	Item No. 70100002 Item No. 70100003	Item No. 70100002 Item No. 70100003	Item No. 70100002 Item No. 70100003	Item No. 70100002 Item No. 70100003	Item No. 70100002 Item No. 70100003	Item No. 70100002 Item No. 70100003	Item No. 70100002 Item No. 70100003
SwiftHook	Item No. 70200008	Item No. 70200008	Item No. 70200008	Item No. 70200008	Item No. 70200008	Item No. 70200008	Item No. 70200008	Item No. 70200008	Item No. 70200008
RoomTransferHook	Item No. 70200010	Item No. 70200010	Item No. 70200010	Item No. 70200010	Item No. 70200010	Item No. 70200010	Item No. 70200010	Item No. 70200010	Item No. 70200010
SystemRoMedic™ lifting slings	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes

Lifting slings

Handicare's SystemRoMedic™ range offers a comprehensive assortment of functional and comfortable, high quality lifting slings designed for safe, comfortable and individually adapted lifts in different lifting situations. The lifting slings are supplied in several materials and in sizes ranging from XXS to XXL. There are also special lifting sling models in XXXL and XXXXL for extremely large and heavy users. Visit www.handicare.com for more information.

All models and special versions of RiseBasic and RiseAtlas are supplied with hand control and charger. Sling bar is ordered separately.

Modell / Specialversion	RiseBasic300M	RiseBasic440M	RiseAtlas450M, med QuickTrolleySystem	RiseAtlas450M, med QuickTrolleySystem, high humidity	RiseAtlas450T	RiseAtlas450T, med SmartPark-funktion	RiseAtlas625M, med QuickTrolleySystem	RiseAtlas625T	RiseAtlas625T, med SmartPark-funktion
Artikelnummer	50100039	50100040	50100057	50100051	50100058	50100052	50100059	50100060	50100053
Safe working load	138 kg	200 kg	205 kg	205 kg	205 kg	205 kg	285 kg	285 kg	285 kg
Förflyttning längs skenan	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell	Åkmotor	Åkmotor	Manuell	Åkmotor	Åkmotor
Material, chassi	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Material, kåpa	Flamsäker ABS-plast	Flamsäker ABS-plast	Flamsäker ABS-plast	Flamsäker ABS-plast	Flamsäker ABS-plast	Flamsäker ABS-plast	Flamsäker ABS-plast	Flamsäker ABS-plast	Flamsäker ABS-plast
Mått, längd x bredd x höjd	266 x 151 x 156 mm	266 x 151 x 156 mm	266 x 151 x 156 mm	266 x 151 x 156 mm	266 x 151 x 156 mm	266 x 151 x 156 mm	266 x 151 x 156 mm	266 x 151 x 156 mm	266 x 151 x 156 mm
Vikt	6,8 kg	6,8 kg	7,2 kg	7,3 kg	7,5 kg	7,5 kg	7,3 kg	7,5 kg	7,5 kg
Hastighet vid förflyttning, längs skenan, u. belastning	-	-	-	-	140 mm / sek	140 mm / sek	-	140 mm / sek	140 mm / sek
Hastighet vid förflyttning, längs skenan, m. belastning	-	-	-	-	120 mm / sek	120 mm / sek	-	120 mm / sek	120 mm / sek
Handkontroll	Elektrisk, 4 knappar	Elektrisk, 4 knappar	Elektrisk, 4 knappar	Elektrisk, 4 knappar	Elektrisk, 6 knappar	Elektrisk, 6 knappar	Elektrisk, 4 knappar	Elektrisk, 6 knappar	Elektrisk, 6 knappar
Lyftintervall	2400 mm	2400 mm	2400 mm	2400 mm	2400 mm	2400 mm	2400 mm	2400 mm	2400 mm
Lyfthastighet, utan belastning	30 mm / sek	30 mm / sek	50 mm / sek	50 mm / sek	50 mm / sek	50 mm / sek	50 mm / sek	50 mm / sek	50 mm / sek
Lyfthastighet, med belastning	20 mm / sek	20 mm / sek	39 mm / sek	39 mm / sek	39 mm / sek	39 mm / sek	39 mm / sek	39 mm / sek	39 mm / sek
Ljudnivå, med belastning	51 dB(A)	51 dB(A)	55 dB(A)	55 dB(A)	55 dB(A)	55 dB(A)	55 dB(A)	55 dB(A)	55 dB(A)
Effektiv styrning av lyftband	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Nödsänkning	Elektrisk och manuell	Elektrisk och manuell	Elektrisk och manuell	Elektrisk och manuell	Elektrisk och manuell	Elektrisk och manuell	Elektrisk och manuell	Elektrisk och manuell	Elektrisk och manuell
Nödstop	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell
Nattbelysning	-	-	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Batteri	2 x 12V 2,9 Ah	2 x 12V 2,9 Ah	NiMH 24V 3,2 Ah/768Wh	NiMH 24V 3,2 Ah/768Wh	NiMH 24V 3,2 Ah/768Wh	NiMH 24V 3,2 Ah/768Wh	NiMH 24V 3,2 Ah/768Wh	NiMH 24V 3,2 Ah/768Wh	NiMH 24V 3,2 Ah/768Wh
Handkontrollsladdning	Standard	Standard	Standard	Nej	Standard	Nej	Standard	Standard	Nej
Skenladdning	Valfri, tillbehör	Valfri, tillbehör	Valfri, tillbehör	Valfri, standard	Valfri, tillbehör	Nej	Valfri, tillbehör	Valfri, tillbehör	Nej
Ändladdning	Valfri, tillbehör	Valfri, tillbehör	Valfri, tillbehör	Valfri, standard	Valfri, tillbehör	Standard	Valfri, tillbehör	Valfri, tillbehör	Standard
Skyddsklass, lyftmotor	IP20	IP20	IP20	IPX4	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Skyddsklass, handkontroll	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4

Modell / Specialversion	RiseBasic300M	RiseBasic440M	RiseAtlas450M, med QuickTrolleySystem	RiseAtlas450M, med QuickTrolleySystem, high humidity	RiseAtlas450T	RiseAtlas450T, med SmartPark-funktion	RiseAtlas625M, med QuickTrolleySystem	RiseAtlas625T	RiseAtlas625T, med SmartPark-funktion
Artikelnummer	50100039	50100040	50100057	50100051	50100058	50100052	50100059	50100060	50100053
QuickTrolley450	-	-	Art.nr: 70200046	-	-	-	-	-	-
QuickTrolley450 70 mm	-	-	Art.nr: 70200051	Art.nr: 70200051	-	-	-	-	-
QuickTrolleyUniversal 360	Art.nr: 70200075	Art.nr: 70200075	Art.nr: 70200075	-	-	-	Art.nr: 70200075	-	-
In-rail/end point charging	Art.nr: 70200062	Art.nr: 70200062	Art.nr: 70200062	-	Art.nr: 70200062	-	Art.nr: 70200062	Art.nr: 70200062	-
Switch manoeuvring	Art.nr: 70200066	Art.nr: 70200066	-	-	-	-	-	-	-
IR remote controlling	-	-	Art.nr: 70200065	-	-	-	Art.nr: 70200065	-	-
9V battery and cable	-	-	Art.nr: 70200047	-	Art.nr: 70200047	Art.nr: 70200047	Art.nr: 70200047	Art.nr: 70200047	Art.nr: 70200047
Software for diagnostics	Art.nr: 70200048	Art.nr: 70200048	Art.nr: 70200048	Art.nr: 70200048	Art.nr: 70200048	Art.nr: 70200048	Art.nr: 70200048	Art.nr: 70200048	Art.nr: 70200048
SlingBar XS	Art.nr: 70200071	Art.nr: 70200071	Art.nr: 70200071	Art.nr: 70200071	Art.nr: 70200071	Art.nr: 70200071	Art.nr: 70200071	Art.nr: 70200071	Art.nr: 70200071
SlingBar S	Art.nr: 70200001	Art.nr: 70200001	Art.nr: 70200001	Art.nr: 70200001	Art.nr: 70200001	Art.nr: 70200001	Art.nr: 70200001	Art.nr: 70200001	Art.nr: 70200001
SlingBar M	Art.nr: 70200002	Art.nr: 70200002	Art.nr: 70200002	Art.nr: 70200002	Art.nr: 70200002	Art.nr: 70200002	Art.nr: 70200002	Art.nr: 70200002	Art.nr: 70200002
SlingBar L	Art.nr: 70200003	Art.nr: 70200003	Art.nr: 70200003	Art.nr: 70200003	Art.nr: 70200003	Art.nr: 70200003	Art.nr: 70200003	Art.nr: 70200003	Art.nr: 70200003
SlingBarSpreader M	Art.nr: 70200042	Art.nr: 70200042	Art.nr: 70200042	Art.nr: 70200042	Art.nr: 70200042	Art.nr: 70200042	Art.nr: 70200042	Art.nr: 70200042	Art.nr: 70200042
StretcherBar	Art.nr: 70200006	Art.nr: 70200006	Art.nr: 70200006	Art.nr: 70200006	Art.nr: 70200006	Art.nr: 70200006	Art.nr: 70200006	Art.nr: 70200006	Art.nr: 70200006
BariBar	Art.nr: 70200072	Art.nr: 70200072	Art.nr: 70200072	Art.nr: 70200072	Art.nr: 70200072	Art.nr: 70200072	Art.nr: 70200072	Art.nr: 70200072	Art.nr: 70200072
Sling bar RFL X4	Art.nr: 70200017	Art.nr: 70200017	Art.nr: 70200017	Art.nr: 70200017	Art.nr: 70200017	Art.nr: 70200017	Art.nr: 70200017	Art.nr: 70200017	Art.nr: 70200017
Lift strap extension	Art.nr: 70200053-58	Art.nr: 70200053-58	Art.nr: 70200053-58	Art.nr: 70200053-58	Art.nr: 70200053-58	Art.nr: 70200053-58	Art.nr: 70200053-58	Art.nr: 70200053-58	Art.nr: 70200053-58
Cover to charger	-	-	Art.nr: 50400066	Art.nr: 50400066	Art.nr: 50400066	Art.nr: 50400066	Art.nr: 50400066	Art.nr: 50400066	Art.nr: 50400066
Parking Placard	Art.nr: 50400048	Art.nr: 50400048	Art.nr: 50400048	Art.nr: 50400048	Art.nr: 50400048	Art.nr: 50400048	Art.nr: 50400048	Art.nr: 50400048	Art.nr: 50400048
Parking Placard BariBar	Art.nr: 50400332	Art.nr: 50400332	Art.nr: 50400332	Art.nr: 50400332	Art.nr: 50400332	Art.nr: 50400332	Art.nr: 50400332	Art.nr: 50400332	Art.nr: 50400332
Scales, Charder MHS2500	Art.nr: 70100002 Art.nr: 70100003	Art.nr: 70100002 Art.nr: 70100003	Art.nr: 70100002 Art.nr: 70100003	Art.nr: 70100002 Art.nr: 70100003	Art.nr: 70100002 Art.nr: 70100003	Art.nr: 70100002 Art.nr: 70100003	Art.nr: 70100002 Art.nr: 70100003	Art.nr: 70100002 Art.nr: 70100003	Art.nr: 70100002 Art.nr: 70100003
SwiftHook	Art.nr: 70200008	Art.nr: 70200008	Art.nr: 70200008	Art.nr: 70200008	Art.nr: 70200008	Art.nr: 70200008	Art.nr: 70200008	Art.nr: 70200008	Art.nr: 70200008
RoomTransferHook	Art.nr: 70200010	Art.nr: 70200010	Art.nr: 70200010	Art.nr: 70200010	Art.nr: 70200010	Art.nr: 70200010	Art.nr: 70200010	Art.nr: 70200010	Art.nr: 70200010
SystemRoMedic™ lyftselar	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

Lyftselar

I Handicare's SystemRoMedic™ sortiment finns ett brett urval av funktionella och bekväma kvalitetslyftselar anpassade för säkra, bekväma och individuellt anpassade lyft i olika lyftsituationer. Lyftselarna finns i flera olika material och i storlekar från XXS till XXL. Det finns också särskilda lyftselsmodeller i XXXL och XXXXL för extremt stora och tunga brukare. Besök www.handicare.se för mer information.

Alla modeller och specialversioner av RiseBasic och RiseAtlas levereras utrustade med handkontroll och laddare. Lyftbygel beställs separat.

Modell / Spesialversjon	RiseBasic300M	RiseBasic440M	RiseAtlas450M, med QuickTrolleySystem	RiseAtlas450M, med QuickTrolleySystem, high humidity	RiseAtlas450T	RiseAtlas450T, med SmartPark-funksjon	RiseAtlas625M, med QuickTrolleySystem	RiseAtlas625T	RiseAtlas625T, med SmartPark-funksjon
Artikkelnummer	50100039	50100040	50100057	50100051	50100058	50100052	50100059	50100060	50100053
Maks brukervekt	138 kg	200 kg	205 kg	205 kg	205 kg	205 kg	285 kg	285 kg	285 kg
Fremdrift i skinnene	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell	Kjøremotor	Kjøremotor	Manuell	Kjøremotor	Kjøremotor
Materiale, chassis	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Materials, deksel	Brannhemmende ABS-plast	Brannhemmende ABS-plast	Brannhemmende ABS-plast	Brannhemmende ABS-plast	Brannhemmende ABS-plast	Brannhemmende ABS-plast	Brannhemmende ABS-plast	Brannhemmende ABS-plast	Brannhemmende ABS-plast
Fysisk utvendige mål, lengde x bredde x høyde	266 x 151 x 156 mm	266 x 151 x 156 mm	266 x 151 x 156 mm	266 x 151 x 156 mm	266 x 151 x 156 mm	266 x 151 x 156 mm	266 x 151 x 156 mm	266 x 151 x 156 mm	266 x 151 x 156 mm
Egenvekt	6,8 kg	6,8 kg	7,2 kg	7,3 kg	7,5 kg	7,5 kg	7,3 kg	7,5 kg	7,5 kg
Hastighet ved fremdrift langs skinnen, uten vekt	-	-	-	-	140 mm / sek	140 mm / sek	-	140 mm / sek	140 mm / sek
Hastighet ved fremdrift langs skinnen, med vekt	-	-	-	-	120 mm / sek	120 mm / sek	-	120 mm / sek	120 mm / sek
Håndkontroll	Elektrisk, 4 knapper	Elektrisk, 4 knapper	Elektrisk, 4 knapper	Elektrisk, 4 knapper	Elektrisk, 6 knapper	Elektrisk, 6 knapper	Elektrisk, 4 knapper	Elektrisk, 6 knapper	Elektrisk, 6 knapper
Løftehøyde	2400 mm	2400 mm	2400 mm	2400 mm	2400 mm	2400 mm	2400 mm	2400 mm	2400 mm
Løftehastighet, uten vekt	30 mm / sek	30 mm / sek	50 mm / sek	50 mm / sek	50 mm / sek	50 mm / sek	50 mm / sek	50 mm / sek	50 mm / sek
Løftehastighet, med vekt	20 mm / sek	20 mm / sek	39 mm / sek	39 mm / sek	39 mm / sek	39 mm / sek	39 mm / sek	39 mm / sek	39 mm / sek
Lydnivå, med vekt	51 dB(A)	51 dB(A)	55 dB(A)	55 dB(A)	55 dB(A)	55 dB(A)	55 dB(A)	55 dB(A)	55 dB(A)
Effektiv styring av løftebånd	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Nødsenk	Elektrisk og manuell	Elektrisk og manuell	Elektrisk og manuell	Elektrisk og manuell	Elektrisk og manuell	Elektrisk og manuell	Elektrisk og manuell	Elektrisk og manuell	Elektrisk og manuell
Nodstopp	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell
Nattlys	-	-	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Batteri	2 x 12V 2,9 Ah	2 x 12V 2,9 Ah	NiMH 24V 3,2 Ah/768Wh	NiMH 24V 3,2 Ah/768Wh	NiMH 24V 3,2 Ah/768Wh	NiMH 24V 3,2 Ah/768Wh	NiMH 24V 3,2 Ah/768Wh	NiMH 24V 3,2 Ah/768Wh	NiMH 24V 3,2 Ah/768Wh
Håndkontrollslading	Standard	Standard	Standard	Nei	Standard	Nei	Standard	Standard	Nei
Konstant skinnelading	Valgfritt, tilbehør	Valgfritt, tilbehør	Valgfritt, tilbehør	Valgfritt, standard	Valgfritt, tilbehør	Nei	Valgfritt, tilbehør	Valgfritt, tilbehør	Nei
Ladestasjon i skinne	Valgfritt, tilbehør	Valgfritt, tilbehør	Valgfritt, tilbehør	Valgfritt, standard	Valgfritt, tilbehør	Standard	Valgfritt, tilbehør	Valgfritt, tilbehør	Standard
IP-klasse, løftemotor	IP20	IP20	IP20	IPX4	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
IP-klasse, håndkontroll	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4



Alle modeller og spesialversjoner av RiseBasic og RiseAtlas oppfyller kravene til medisinsk utstyr, klasse 1-produkter 93/42/EEC.

Modell / Spesialversjon	RiseBasic300M	RiseBasic440M	RiseAtlas450M, med QuickTrolleySystem	RiseAtlas450M, med QuickTrolleySystem, high humidity	RiseAtlas450T	RiseAtlas450T, med SmartPark-funksjon	RiseAtlas625M, med QuickTrolleySystem	RiseAtlas625T	RiseAtlas625T, med SmartPark-funksjon
Artikkelnummer	50100039	50100040	50100057	50100051	50100058	50100052	50100059	50100060	50100053
QuickTrolley450	-	-	Art.nr: 70200046	-	-	-	-	-	-
QuickTrolley450 70 mm	-	-	Art.nr: 70200051	Art.nr: 70200051	-	-	-	-	-
QuickTrolleyUniversal 360	Art.nr: 70200075	Art.nr: 70200075	Art.nr: 70200075	-	-	-	Art.nr: 70200075	-	-
In-rail/end point charging	Art.nr: 70200062	Art.nr: 70200062	Art.nr: 70200062	-	Art.nr: 70200062	-	Art.nr: 70200062	Art.nr: 70200062	-
Switch manoeuvring	Art.nr: 70200066	Art.nr: 70200066	-	-	-	-	-	-	-
IR remote controlling	-	-	Art.nr: 70200065	-	-	-	Art.nr: 70200065	-	-
9V battery and cable	-	-	Art.nr: 70200047	-	Art.nr: 70200047	Art.nr: 70200047	Art.nr: 70200047	Art.nr: 70200047	Art.nr: 70200047
Software for diagnostics	Art.nr: 70200048	Art.nr: 70200048	Art.nr: 70200048	Art.nr: 70200048	Art.nr: 70200048	Art.nr: 70200048	Art.nr: 70200048	Art.nr: 70200048	Art.nr: 70200048
SlingBar XS	Art.nr: 70200071	Art.nr: 70200071	Art.nr: 70200071	Art.nr: 70200071	Art.nr: 70200071	Art.nr: 70200071	Art.nr: 70200071	Art.nr: 70200071	Art.nr: 70200071
SlingBar S	Art.nr: 70200001	Art.nr: 70200001	Art.nr: 70200001	Art.nr: 70200001	Art.nr: 70200001	Art.nr: 70200001	Art.nr: 70200001	Art.nr: 70200001	Art.nr: 70200001
SlingBar M	Art.nr: 70200002	Art.nr: 70200002	Art.nr: 70200002	Art.nr: 70200002	Art.nr: 70200002	Art.nr: 70200002	Art.nr: 70200002	Art.nr: 70200002	Art.nr: 70200002
SlingBar L	Art.nr: 70200003	Art.nr: 70200003	Art.nr: 70200003	Art.nr: 70200003	Art.nr: 70200003	Art.nr: 70200003	Art.nr: 70200003	Art.nr: 70200003	Art.nr: 70200003
SlingBarSpreader M	Art.nr: 70200042	Art.nr: 70200042	Art.nr: 70200042	Art.nr: 70200042	Art.nr: 70200042	Art.nr: 70200042	Art.nr: 70200042	Art.nr: 70200042	Art.nr: 70200042
StretcherBar	Art.nr: 70200006	Art.nr: 70200006	Art.nr: 70200006	Art.nr: 70200006	Art.nr: 70200006	Art.nr: 70200006	Art.nr: 70200006	Art.nr: 70200006	Art.nr: 70200006
BariBar	Art.nr: 70200072	Art.nr: 70200072	Art.nr: 70200072	Art.nr: 70200072	Art.nr: 70200072	Art.nr: 70200072	Art.nr: 70200072	Art.nr: 70200072	Art.nr: 70200072
Sling bar RFL X4	Art.nr: 70200017	Art.nr: 70200017	Art.nr: 70200017	Art.nr: 70200017	Art.nr: 70200017	Art.nr: 70200017	Art.nr: 70200017	Art.nr: 70200017	Art.nr: 70200017
Lift strap extension	Art.nr: 70200053-058	Art.nr: 70200053-058	Art.nr: 70200053-058	Art.nr: 70200053-058	Art.nr: 70200053-058	Art.nr: 70200053-058	Art.nr: 70200053-058	Art.nr: 70200053-058	Art.nr: 70200053-058
Cover to charger	-	-	Art.nr: 50400066	Art.nr: 50400066	Art.nr: 50400066	Art.nr: 50400066	Art.nr: 50400066	Art.nr: 50400066	Art.nr: 50400066
Parking Placard	Art.nr: 50400048	Art.nr: 50400048	Art.nr: 50400048	Art.nr: 50400048	Art.nr: 50400048	Art.nr: 50400048	Art.nr: 50400048	Art.nr: 50400048	Art.nr: 50400048
Parking Placard BariBar	Art.nr: 50400332	Art.nr: 50400332	Art.nr: 50400332	Art.nr: 50400332	Art.nr: 50400332	Art.nr: 50400332	Art.nr: 50400332	Art.nr: 50400332	Art.nr: 50400332
Scales, Charder MHS2500	Art.nr: 70100002 Art.nr: 70100003	Art.nr: 70100002 Art.nr: 70100003	Art.nr: 70100002 Art.nr: 70100003	Art.nr: 70100002 Art.nr: 70100003	Art.nr: 70100002 Art.nr: 70100003	Art.nr: 70100002 Art.nr: 70100003	Art.nr: 70100002 Art.nr: 70100003	Art.nr: 70100002 Art.nr: 70100003	Art.nr: 70100002 Art.nr: 70100003
SwiftHook	Art.nr: 70200008	Art.nr: 70200008	Art.nr: 70200008	Art.nr: 70200008	Art.nr: 70200008	Art.nr: 70200008	Art.nr: 70200008	Art.nr: 70200008	Art.nr: 70200008
RoomTransferHook	Art.nr: 70200010	Art.nr: 70200010	Art.nr: 70200010	Art.nr: 70200010	Art.nr: 70200010	Art.nr: 70200010	Art.nr: 70200010	Art.nr: 70200010	Art.nr: 70200010
SystemRoMedic™ løfteseler	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

Løfteseler

I Handicare sitt SystemRoMedic™ sortiment finnes det et bredt utvalg av funksjonelle kvalitetsløfteseler tilpasset for sikre, komfortable og individuelt tilpassede løfte i ulike løftesituasjoner. Løfteselene kommer i flere ulike materialer og størrelser fra XXS til XXL. Det finnes også spesielle løfteselmodeller i XXXL og XXXXL for meget store og tunge brukere. Besøk www.handicare.no for mer informasjon.

Alle modeller og spesialversjoner av RiseBasic og RiseAtlas leveres med håndkontroll og lader. Løfteboyle bestilles separat.

Model / Specialversion	RiseBasic300M	RiseBasic440M	RiseAtlas450M, med QuickTrolleySystem	RiseAtlas450M, med QuickTrolleySystem, high humidity	RiseAtlas450T	RiseAtlas450T, med SmartPark-funktion	RiseAtlas625M, med QuickTrolleySystem	RiseAtlas625T	RiseAtlas625T, med SmartPark-funktion
Varenummer:	50100039	50100040	50100057	50100051	50100058	50100052	50100059	50100060	50100053
Max. belastning	138 kg	200 kg	205 kg	205 kg	205 kg	205 kg	285 kg	285 kg	285 kg
Forflytning i skinnen	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Elektrisk fremdrift	Elektrisk fremdrift	Manuel	Elektrisk fremdrift	Elektrisk fremdrift
Materiale, chassis	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Materiale, cover	Ikke brandbart ABS-plastik	Ikke brandbart ABS-plastik	Ikke brandbart ABS-plastik	Ikke brandbart ABS-plastik	Ikke brandbart ABS-plastik	Ikke brandbart ABS-plastik	Ikke brandbart ABS-plastik	Ikke brandbart ABS-plastik	Ikke brandbart ABS-plastik
Mål, længde x bredde x højde	266 x 151 x 156 mm	266 x 151 x 156 mm	266 x 151 x 156 mm	266 x 151 x 156 mm	266 x 151 x 156 mm	266 x 151 x 156 mm	266 x 151 x 156 mm	266 x 151 x 156 mm	266 x 151 x 156 mm
Vægt	6,8 kg	6,8 kg	7,2 kg	7,3 kg	7,5 kg	7,5 kg	7,3 kg	7,5 kg	7,5 kg
Hastighed ved forflytning, i skinnen, uden belastning	-	-	-	-	140 mm / sek	140 mm / sek	-	140 mm / sek	140 mm / sek
Hastighed ved forflytning, i skinnen, med belastning	-	-	-	-	120 mm / sek	120 mm / sek	-	120 mm / sek	120 mm / sek
Håndbetjening	Elektrisk, 4 knapper	Elektrisk, 4 knapper	Elektrisk, 4 knapper	Elektrisk, 4 knapper	Elektrisk, 6 knapper	Elektrisk, 6 knapper	Elektrisk, 4 knapper	Elektrisk, 6 knapper	Elektrisk, 6 knapper
Løftehøjde	2400 mm	2400 mm	2400 mm	2400 mm	2400 mm	2400 mm	2400 mm	2400 mm	2400 mm
Løftehastighed, uden belastning	30 mm / sek	30 mm / sek	50 mm / sek	50 mm / sek	50 mm / sek	50 mm / sek	50 mm / sek	50 mm / sek	50 mm / sek
Løftehastighed, med belastning	20 mm / sek	20 mm / sek	39 mm / sek	39 mm / sek	39 mm / sek	39 mm / sek	39 mm / sek	39 mm / sek	39 mm / sek
Lydniveau, med belastning	51 dB(A)	51 dB(A)	55 dB(A)	55 dB(A)	55 dB(A)	55 dB(A)	55 dB(A)	55 dB(A)	55 dB(A)
Effektiv kontrol af løftestrop	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Nødfir	Elektrisk og manuelt	Elektrisk og manuelt	Elektrisk og manuelt	Elektrisk og manuelt	Elektrisk og manuelt	Elektrisk og manuelt	Elektrisk og manuelt	Elektrisk og manuelt	Elektrisk og manuelt
Nødstop	Manuelt	Manuelt	Manuelt	Manuelt	Manuelt	Manuelt	Manuelt	Manuelt	Manuelt
Natlys	-	-	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Batterier	2 x 12V 2,9 Ah	2 x 12V 2,9 Ah	NiMH 24V 3,2 Ah/768Wh	NiMH 24V 3,2 Ah/768Wh	NiMH 24V 3,2 Ah/768Wh	NiMH 24V 3,2 Ah/768Wh	NiMH 24V 3,2 Ah/768Wh	NiMH 24V 3,2 Ah/768Wh	NiMH 24V 3,2 Ah/768Wh
Håndbetjeningsopladning	Standard	Standard	Standard	Nej	Standard	Nej	Standard	Standard	Nej
Opladning i skinne	Valgfrit, tilbehør	Valgfrit, tilbehør	Valgfrit, tilbehør	Valgfrit, standard	Valgfrit, tilbehør	Nej	Valgfrit, tilbehør	Valgfrit, tilbehør	Nej
Fast opladningsstation	Valgfrit, tilbehør	Valgfrit, tilbehør	Valgfrit, tilbehør	Valgfrit, standard	Valgfrit, tilbehør	Standard	Valgfrit, tilbehør	Valgfrit, tilbehør	Standard
Tæthedegrad, løftemodul	IP20	IP20	IP20	IPX4	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Tæthedegrad, håndbetjening	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4

Model / Specialversion	RiseBasic300M	RiseBasic440M	RiseAtlas450M, med QuickTrolleySystem	RiseAtlas450M, med QuickTrolleySystem, high humidity	RiseAtlas450T	RiseAtlas450T, med SmartPark-funktion	RiseAtlas625M, med QuickTrolleySystem	RiseAtlas625T	RiseAtlas625T, med SmartPark-funktion
Varenummer	50100039	50100040	50100057	50100051	50100058	50100052	50100059	50100060	50100053
QuickTrolley450	-	-	Varenr. 70200046	-	-	-	-	-	-
QuickTrolley450 70 mm	-	-	Varenr. 70200051	Varenr. 70200051	-	-	-	-	-
QuickTrolleyUniversal 360	Varenr. 70200075	Varenr. 70200075	Varenr. 70200075	-	-	-	Varenr. 70200075	-	-
In-rail/end point charging	Varenr. 70200062	Varenr. 70200062	Varenr. 70200062	-	Varenr. 70200062	-	Varenr. 70200062	Varenr. 70200062	-
Switch manoeuvring	Varenr. 70200066	Varenr. 70200066	-	-	-	-	-	-	-
IR remote controlling	-	-	Varenr. 70200065	-	-	-	Varenr. 70200065	-	-
9V battery and cable	-	-	Varenr. 70200047	-	Varenr. 70200047	Varenr. 70200047	Varenr. 70200047	Varenr. 70200047	Varenr. 70200047
Software for diagnostics	Varenr. 70200048	Varenr. 70200048	Varenr. 70200048	Varenr. 70200048	Varenr. 70200048	Varenr. 70200048	Varenr. 70200048	Varenr. 70200048	Varenr. 70200048
SlingBar XS	Varenr. 70200071	Varenr. 70200071	Varenr. 70200071	Varenr. 70200071	Varenr. 70200071	Varenr. 70200071	Varenr. 70200071	Varenr. 70200071	Varenr. 70200071
SlingBar S	Varenr. 70200001	Varenr. 70200001	Varenr. 70200001	Varenr. 70200001	Varenr. 70200001	Varenr. 70200001	Varenr. 70200001	Varenr. 70200001	Varenr. 70200001
SlingBar M	Varenr. 70200002	Varenr. 70200002	Varenr. 70200002	Varenr. 70200002	Varenr. 70200002	Varenr. 70200002	Varenr. 70200002	Varenr. 70200002	Varenr. 70200002
SlingBar L	Varenr. 70200003	Varenr. 70200003	Varenr. 70200003	Varenr. 70200003	Varenr. 70200003	Varenr. 70200003	Varenr. 70200003	Varenr. 70200003	Varenr. 70200003
SlingBarSpreader M	Varenr. 70200042	Varenr. 70200042	Varenr. 70200042	Varenr. 70200042	Varenr. 70200042	Varenr. 70200042	Varenr. 70200042	Varenr. 70200042	Varenr. 70200042
StretcherBar	Varenr. 70200006	Varenr. 70200006	Varenr. 70200006	Varenr. 70200006	Varenr. 70200006	Varenr. 70200006	Varenr. 70200006	Varenr. 70200006	Varenr. 70200006
BariBar	Varenr. 70200072	Varenr. 70200072	Varenr. 70200072	Varenr. 70200072	Varenr. 70200072	Varenr. 70200072	Varenr. 70200072	Varenr. 70200072	Varenr. 70200072
Sling bar RFL X4	Varenr. 70200017	Varenr. 70200017	Varenr. 70200017	Varenr. 70200017	Varenr. 70200017	Varenr. 70200017	Varenr. 70200017	Varenr. 70200017	Varenr. 70200017
Lift strap extension	Varenr. 70200053-058	Varenr. 70200053-058	Varenr. 70200053-058	Varenr. 70200053-058	Varenr. 70200053-058	Varenr. 70200053-058	Varenr. 70200053-058	Varenr. 70200053-058	Varenr. 70200053-058
Cover to charger	-	-	Varenr. 50400066	Varenr. 50400066	Varenr. 50400066	Varenr. 50400066	Varenr. 50400066	Varenr. 50400066	Varenr. 50400066
Parking Placard	Varenr. 50400048	Varenr. 50400048	Varenr. 50400048	Varenr. 50400048	Varenr. 50400048	Varenr. 50400048	Varenr. 50400048	Varenr. 50400048	Varenr. 50400048
Parking Placard BariBar	Varenr. 50400332	Varenr. 50400332	Varenr. 50400332	Varenr. 50400332	Varenr. 50400332	Varenr. 50400332	Varenr. 50400332	Varenr. 50400332	Varenr. 50400332
Scales, Charder MHS2500	Varenr. 70100002 Varenr. 70100003	Varenr. 70100002 Varenr. 70100003	Varenr. 70100002 Varenr. 70100003	Varenr. 70100002 Varenr. 70100003	Varenr. 70100002 Varenr. 70100003	Varenr. 70100002 Varenr. 70100003	Varenr. 70100002 Varenr. 70100003	Varenr. 70100002 Varenr. 70100003	Varenr. 70100002 Varenr. 70100003
SwiftHook	Varenr. 70200008	Varenr. 70200008	Varenr. 70200008	Varenr. 70200008	Varenr. 70200008	Varenr. 70200008	Varenr. 70200008	Varenr. 70200008	Varenr. 70200008
RoomTransferHook	Varenr. 70200010	Varenr. 70200010	Varenr. 70200010	Varenr. 70200010	Varenr. 70200010	Varenr. 70200010	Varenr. 70200010	Varenr. 70200010	Varenr. 70200010
SystemRoMedic™ løftesejl	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

Løftesejl

I Handicares SystemRoMedic™ sortiment findes et bredt udvalg af funktionelle og bekvemme kvalitetsløftesejl, tilpassede sikre, bekvemme og individuelt tilpassede løft i forskellige løftesituationer. Løftesejlene findes i flere forskellige materialer og i størrelser fra XXS til XXL. Der findes også specielle løftesejlsmodeller i XXXL og XXXXL til ekstremt store og tunge brugere. Se www.handicare.dk for yderligere information.

Alle modeller og specialversioner af RiseBasic og RiseAtlas leveres udstyret med håndbetjening og oplader. Ophængsbojle bestilles separat.

Modell / Spezialausführung	RiseBasic300M	RiseBasic440M	RiseAtlas450M, mit QuickTrolleySystem	RiseAtlas450M, mit QuickTrolleySystem, High Humidity	RiseAtlas450T	RiseAtlas450T, mit SmartPark-Funktion	RiseAtlas625M, mit QuickTrolleySystem	RiseAtlas625T	RiseAtlas625T, mit SmartPark-Funktion
Art.-Nr.	50100039	50100040	50100057	50100051	50100058	50100052	50100059	50100060	50100053
Max. zulässige Belastung	138 kg	200 kg	205 kg	205 kg	205 kg	205 kg	285 kg	285 kg	285 kg
Fortbewegung entlang der Schiene	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell	Transfermotor	Transfermotor	Manuell	Transfermotor	Transfermotor
Material, Unterbau	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Material, Gehäuse	ABS-Kunststoff, nicht entflammbar	ABS-Kunststoff, nicht entflammbar	ABS-Kunststoff, nicht entflammbar	ABS-Kunststoff, nicht entflammbar	ABS-Kunststoff, nicht entflammbar	ABS-Kunststoff, nicht entflammbar	ABS-Kunststoff, nicht entflammbar	ABS-Kunststoff, nicht entflammbar	ABS-Kunststoff, nicht entflammbar
Maße, Länge x Breite x Höhe	266 x 151 x 156 mm	266 x 151 x 156 mm	266 x 151 x 156 mm	266 x 151 x 156 mm	266 x 151 x 156 mm	266 x 151 x 156 mm	266 x 151 x 156 mm	266 x 151 x 156 mm	266 x 151 x 156 mm
Gewicht	6,8 kg	6,8 kg	7,2 kg	7,3 kg	7,5 kg	7,5 kg	7,3 kg	7,5 kg	7,5 kg
Fortbewegungsgeschwindigkeit entlang der Schiene, ohne Last	-	-	-	-	140 mm/s	140 mm/s	-	140 mm/s	140 mm/s
Fortbewegungsgeschwindigkeit entlang der Schiene, mit Last	-	-	-	-	120 mm/s	120 mm/s	-	120 mm/s	120 mm/s
Handbedienung	Elektrisch, 4 Tasten	Elektrisch, 4 Tasten	Elektrisch, 4 Tasten	Elektrisch, 4 Tasten	Elektrisch, 6 Tasten	Elektrisch, 6 Tasten	Elektrisch, 4 Tasten	Elektrisch, 6 Tasten	Elektrisch, 6 Tasten
Hubintervall	2400 mm	2400 mm	2400 mm	2400 mm	2400 mm	2400 mm	2400 mm	2400 mm	2400 mm
Hubgeschwindigkeit, ohne Last:	30 mm/s	30 mm/s	50 mm/s	50 mm/s	50 mm/s	50 mm/s	50 mm/s	50 mm/s	50 mm/s
Hubgeschwindigkeit, mit Last	20 mm/s	20 mm/s	39 mm/s	39 mm/s	39 mm/s	39 mm/s	39 mm/s	39 mm/s	39 mm/s
Schallpegel, mit Last	51 dB(A)	51 dB(A)	55 dB(A)	55 dB(A)	55 dB(A)	55 dB(A)	55 dB(A)	55 dB(A)	55 dB(A)
Effektive Steuerung des Liftbandes	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Notabsenkung	Elektrisch und manuell	Elektrisch und manuell	Elektrisch und manuell	Elektrisch und manuell	Elektrisch und manuell	Elektrisch und manuell	Elektrisch und manuell	Elektrisch und manuell	Elektrisch und manuell
Not-Aus	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell
Nachtbeleuchtung	-	-	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Akku	2 x 12 V 2,9 Ah	2 x 12 V 2,9 Ah	NiMH 24 V 3,2 Ah / 768 Wh	NiMH 24 V 3,2 Ah / 768 Wh	NiMH 24 V 3,2 Ah / 768 Wh	NiMH 24 V 3,2 Ah / 768 Wh	NiMH 24 V 3,2 Ah / 768 Wh	NiMH 24 V 3,2 Ah / 768 Wh	NiMH 24 V 3,2 Ah / 768 Wh
Aufladung direkt an der Handbedienung	Standard	Standard	Standard	Nein	Standard	Nein	Standard	Standard	Nein
Schiene(n)ladung	Wählbar, Zubehör	Wählbar, Zubehör	Wählbar, Zubehör	Wählbar, Standard	Wählbar, Zubehör	Nein	Wählbar, Zubehör	Wählbar, Zubehör	Nein
Endpunktladung	Wählbar, Zubehör	Wählbar, Zubehör	Wählbar, Zubehör	Wählbar, Standard	Wählbar, Zubehör	Standard	Wählbar, Zubehör	Wählbar, Zubehör	Standard
Schutzart, Hubmotor	IP20	IP20	IP20	IPX4	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Schutzart, Handbedienung	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4



Alle Modelle und Spezialausführungen von RiseBasic und RiseAtlas erfüllen sämtliche einschlägige Anforderungen der EU-Richtlinie über Medizinprodukte 93/42/EWG der Klasse I und des Medizinproduktegesetzes (MPG).

Modell / Spezialausführung	RiseBasic300M	RiseBasic440M	RiseAtlas450M, mit QuickTrolleySystem	RiseAtlas450M, mit QuickTrolleySystem, High Humidity	RiseAtlas450T	RiseAtlas450T, mit SmartPark-Funktion	RiseAtlas625M, mit QuickTrolleySystem	RiseAtlas625T	RiseAtlas625T, mit SmartPark-Funktion
Art.-Nr.	50100039	50100040	50100057	50100051	50100058	50100052	50100059	50100060	50100053
QuickTrolley450	-	-	Art.-Nr. 70200046	-	-	-	-	-	-
QuickTrolley450 70 mm	-	-	Art.-Nr. 70200051	Art.-Nr. 70200051	-	-	-	-	-
QuickTrolleyUniversal 360	Art.-Nr. 70200075	Art.-Nr. 70200075	Art.-Nr. 70200075	-	-	-	Art.-Nr. 70200075	-	-
In-rail/end point charging	Art.-Nr. 70200062	Art.-Nr. 70200062	Art.-Nr. 70200062	-	Art.-Nr. 70200062	-	Art.-Nr. 70200062	Art.-Nr. 70200062	-
Switch manoeuvring	Art.-Nr. 70200066	Art.-Nr. 70200066	-	-	-	-	-	-	-
IR remote controlling	-	-	Art.-Nr. 70200065	-	-	-	Art.-Nr. 70200065	-	-
9V battery and cable	-	-	Art.-Nr. 70200047	-	Art.-Nr. 70200047	Art.-Nr. 70200047	Art.-Nr. 70200047	Art.-Nr. 70200047	Art.-Nr. 70200047
Software for diagnostics	Art.-Nr. 70200048	Art.-Nr. 70200048	Art.-Nr. 70200048	Art.-Nr. 70200048	Art.-Nr. 70200048	Art.-Nr. 70200048	Art.-Nr. 70200048	Art.-Nr. 70200048	Art.-Nr. 70200048
SlingBar XS	Art.-Nr. 70200071	Art.-Nr. 70200071	Art.-Nr. 70200071	Art.-Nr. 70200071	Art.-Nr. 70200071	Art.-Nr. 70200071	Art.-Nr. 70200071	Art.-Nr. 70200071	Art.-Nr. 70200071
SlingBar S	Art.-Nr. 70200001	Art.-Nr. 70200001	Art.-Nr. 70200001	Art.-Nr. 70200001	Art.-Nr. 70200001	Art.-Nr. 70200001	Art.-Nr. 70200001	Art.-Nr. 70200001	Art.-Nr. 70200001
SlingBar M	Art.-Nr. 70200002	Art.-Nr. 70200002	Art.-Nr. 70200002	Art.-Nr. 70200002	Art.-Nr. 70200002	Art.-Nr. 70200002	Art.-Nr. 70200002	Art.-Nr. 70200002	Art.-Nr. 70200002
SlingBar L	Art.-Nr. 70200003	Art.-Nr. 70200003	Art.-Nr. 70200003	Art.-Nr. 70200003	Art.-Nr. 70200003	Art.-Nr. 70200003	Art.-Nr. 70200003	Art.-Nr. 70200003	Art.-Nr. 70200003
SlingBarSpreader M	Art.-Nr. 70200042	Art.-Nr. 70200042	Art.-Nr. 70200042	Art.-Nr. 70200042	Art.-Nr. 70200042	Art.-Nr. 70200042	Art.-Nr. 70200042	Art.-Nr. 70200042	Art.-Nr. 70200042
StretcherBar	Art.-Nr. 70200006	Art.-Nr. 70200006	Art.-Nr. 70200006	Art.-Nr. 70200006	Art.-Nr. 70200006	Art.-Nr. 70200006	Art.-Nr. 70200006	Art.-Nr. 70200006	Art.-Nr. 70200006
BariBar	Art.-Nr. 70200072	Art.-Nr. 70200072	Art.-Nr. 70200072	Art.-Nr. 70200072	Art.-Nr. 70200072	Art.-Nr. 70200072	Art.-Nr. 70200072	Art.-Nr. 70200072	Art.-Nr. 70200072
Sling bar RFL X4	Art.-Nr. 70200017	Art.-Nr. 70200017	Art.-Nr. 70200017	Art.-Nr. 70200017	Art.-Nr. 70200017	Art.-Nr. 70200017	Art.-Nr. 70200017	Art.-Nr. 70200017	Art.-Nr. 70200017
Lift strap extension	Art.-Nr. 70200053-058	Art.-Nr. 70200053-058	Art.-Nr. 70200053-058	Art.-Nr. 70200053-058	Art.-Nr. 70200053-058	Art.-Nr. 70200053-058	Art.-Nr. 70200053-058	Art.-Nr. 70200053-058	Art.-Nr. 70200053-058
Cover to charger	-	-	Art.-Nr. 50400066	Art.-Nr. 50400066	Art.-Nr. 50400066	Art.-Nr. 50400066	Art.-Nr. 50400066	Art.-Nr. 50400066	Art.-Nr. 50400066
Parking Placard	Art.-Nr. 50400048	Art.-Nr. 50400048	Art.-Nr. 50400048	Art.-Nr. 50400048	Art.-Nr. 50400048	Art.-Nr. 50400048	Art.-Nr. 50400048	Art.-Nr. 50400048	Art.-Nr. 50400048
Parking Placard BariBar	Art.-Nr. 50400332	Art.-Nr. 50400332	Art.-Nr. 50400332	Art.-Nr. 50400332	Art.-Nr. 50400332	Art.-Nr. 50400332	Art.-Nr. 50400332	Art.-Nr. 50400332	Art.-Nr. 50400332
Scales, Charger MHS2500	Art.-Nr. 70100002 Art.-Nr. 70100003	Art.-Nr. 70100002 Art.-Nr. 70100003	Art.-Nr. 70100002 Art.-Nr. 70100003	Art.-Nr. 70100002 Art.-Nr. 70100003	Art.-Nr. 70100002 Art.-Nr. 70100003	Art.-Nr. 70100002 Art.-Nr. 70100003	70100002 Art.-Nr. 70100003	Art.-Nr. 70100002 Art.-Nr. 70100003	Art.-Nr. 70100002 Art.-Nr. 70100003
SwiftHook	Art.-Nr. 70200008	Art.-Nr. 70200008	Art.-Nr. 70200008	Art.-Nr. 70200008	Art.-Nr. 70200008	Art.-Nr. 70200008	Art.-Nr. 70200008	Art.-Nr. 70200008	Art.-Nr. 70200008
RoomTransferHook	Art.-Nr. 70200010	Art.-Nr. 70200010	Art.-Nr. 70200010	Art.-Nr. 70200010	Art.-Nr. 70200010	Art.-Nr. 70200010	Art.-Nr. 70200010	Art.-Nr. 70200010	Art.-Nr. 70200010
SystemRoMedic™ Hebegurte	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

Hebegurte

SystemRoMedic™ bietet ein breites Sortiment funktioneller und komfortabler Hebegurte und Hebetücher höchster Qualität für sichere, komfortable und individuell angepasste Transfers in den verschiedensten Transfersituationen. Die Hebegurte sind in unterschiedlichen Materialien und in den Größen XXS bis XXL erhältlich. Für extrem Schwergewichtige eignen sich besondere Hebegurtmodelle in den Größen XXXL und XXXXL. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website www.handicare.de.

Bei sämtlichen Modellen und Spezialausführungen von RiseBasic und RiseAtlas sind eine kabelgebundene Handbedienung und ein Ladegerät im Lieferumfang enthalten. Hebegurte müssen separat bestellt werden.

Model / speciale versie	RiseBasic300M	RiseBasic440M	RiseAtlas450M, met QuickTrolleySystem	RiseAtlas450M, met QuickTrolleySystem, hoge vochtigheidsgraad	RiseAtlas450T	RiseAtlas450T, met SmartPark-functie	RiseAtlas625M, met QuickTrolleySystem	RiseAtlas625T	RiseAtlas625T, met SmartPark-functie
Artikelnummer	50100039	50100040	50100057	50100051	50100058	50100052	50100059	50100060	50100053
Maximale belasting	138 kg	200 kg	205 kg	205 kg	205 kg	205 kg	285 kg	285 kg	285 kg
Verplaatsing langs rail	Handmatig	Handmatig	Handmatig	Handmatig	Verplaatsingsmotor	Verplaatsingsmotor	Handmatig	Verplaatsingsmotor	Verplaatsingsmotor
Materiaal, chassis	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Materiaal, behuizing	Vlambestendig ABS-plastic	Vlambestendig ABS-plastic	Vlambestendig ABS-plastic	Vlambestendig ABS-plastic	Vlambestendig ABS-plastic	Vlambestendig ABS-plastic	Vlambestendig ABS-plastic	Vlambestendig ABS-plastic	Vlambestendig ABS-plastic
Afmetingen, lengte x breedte x hoogte	266 x 151 x 156 mm	266 x 151 x 156 mm	266 x 151 x 156 mm	266 x 151 x 156 mm	266 x 151 x 156 mm	266 x 151 x 156 mm	266 x 151 x 156 mm	266 x 151 x 156 mm	266 x 151 x 156 mm
Gewicht	6,8 kg	6,8 kg	7,2 kg	7,3 kg	7,5 kg	7,5 kg	7,3 kg	7,5 kg	7,5 kg
Snelheid bij verplaatsing langs de rail, zonder belasting	-	-	-	-	140 mm / sec	140 mm / sec	-	140 mm / sec	140 mm / sec
Snelheid bij verplaatsing langs de rail, met belasting	-	-	-	-	120 mm / sec	120 mm / sec	-	120 mm / sec	120 mm / sec
Handbediening	Elektrisch, 4 knoppen	Elektrisch, 4 knoppen	Elektrisch, 4 knoppen	Elektrisch, 4 knoppen	Elektrisch, 6 knoppen	Elektrisch, 6 knoppen	Elektrisch, 4 knoppen	Elektrisch, 6 knoppen	Elektrisch, 6 knoppen
Tilinterval	2400 mm	2400 mm	2400 mm	2400 mm	2400 mm	2400 mm	2400 mm	2400 mm	2400 mm
Tielsenheid, zonder belasting	30 mm / sec	30 mm / sec	50 mm / sec	50 mm / sec	50 mm / sec	50 mm / sec	50 mm / sec	50 mm / sec	50 mm / sec
Tielsenheid, met belasting	20 mm / sec	20 mm / sec	39 mm / sec	39 mm / sec	39 mm / sec	39 mm / sec	39 mm / sec	39 mm / sec	39 mm / sec
Geluidsniveau, met belasting	51 dB(A)	51 dB(A)	55 dB(A)	55 dB(A)	55 dB(A)	55 dB(A)	55 dB(A)	55 dB(A)	55 dB(A)
Effectieve geleiding van tilriem	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard
Nooddaalfunctie	Elektrisch en handmatig	Elektrisch en handmatig	Elektrisch en handmatig	Elektrisch en handmatig	Elektrisch en handmatig	Elektrisch en handmatig	Elektrisch en handmatig	Elektrisch en handmatig	Elektrisch en handmatig
Noodstop	Handmatig	Handmatig	Handmatig	Handmatig	Handmatig	Handmatig	Handmatig	Handmatig	Handmatig
Nachtverlichting	-	-	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard
Accu	2 x 12V 2,9 Ah	2 x 12V 2,9 Ah	NiMH 24V 3,2 Ah/768Wh	NiMH 24V 3,2 Ah/768Wh	NiMH 24V 3,2 Ah/768Wh	NiMH 24V 3,2 Ah/768Wh	NiMH 24V 3,2 Ah/768Wh	NiMH 24V 3,2 Ah/768Wh	NiMH 24V 3,2 Ah/768Wh
Opladen via handbediening	Standaard	Standaard	Standaard	Nee	Standaard	Nee	Standaard	Standaard	Nee
Opladen via rail	Naar keuze, accessoire	Naar keuze, accessoire	Naar keuze, accessoire	Naar keuze, standaard	Naar keuze, accessoire	Nee	Naar keuze, accessoire	Naar keuze, accessoire	Nee
Opladen via uiteinde	Naar keuze, accessoire	Naar keuze, accessoire	Naar keuze, accessoire	Naar keuze, standaard	Naar keuze, accessoire	Standaard	Naar keuze, accessoire	Naar keuze, accessoire	Standaard
Beschermingsklasse, lift unit	IP20	IP20	IP20	IPX4	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Beschermingsklasse, handbediening	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4

Model / speciale versie	RiseBasic300M	RiseBasic440M	RiseAtlas450M, met QuickTrolleySystem	RiseAtlas450M, met QuickTrolleySystem, hoge vochtigheidsgraad	RiseAtlas450T	RiseAtlas450T, met SmartPark-functie	RiseAtlas625M, met QuickTrolleySystem	RiseAtlas625T	RiseAtlas625T, met SmartPark-functie
Artikelnummer	50100039	50100040	50100057	50100051	50100058	50100052	50100059	50100060	50100053
QuickTrolley450	-	-	Art.nr: 70200046	-	-	-	-	-	-
QuickTrolley450 70 mm	-	-	Art.nr: 70200051	Art.nr: 70200051	-	-	-	-	-
QuickTrolleyUniversal 360	Art.nr: 70200075	Art.nr: 70200075	Art.nr: 70200075	-	-	-	Art.nr: 70200075		
In-rail/end point charging	Art.nr: 70200062	Art.nr: 70200062	Art.nr: 70200062	-	Art.nr: 70200062	-	Art.nr: 70200062	Art.nr: 70200062	-
Switch manoeuvring	Art.nr: 70200066	Art.nr: 70200066	-	-	-	-	-	-	-
IR remote controlling	-	-	Art.nr: 70200065	-	-	-	Art.nr: 70200065	-	-
9V battery and cable	-	-	Art.nr: 70200047	-	Art.nr: 70200047	Art.nr: 70200047	Art.nr: 70200047	Art.nr: 70200047	Art.nr: 70200047
Software for diagnostics	Art.nr: 70200048	Art.nr: 70200048	Art.nr: 70200048	Art.nr: 70200048	Art.nr: 70200048	Art.nr: 70200048	Art.nr: 70200048	Art.nr: 70200048	Art.nr: 70200048
SlinBar XS	Art.nr: 70200071	Art.nr: 70200071	Art.nr: 70200071	Art.nr: 70200071	Art.nr: 70200071	Art.nr: 70200071	Art.nr: 70200071	Art.nr: 70200071	Art.nr: 70200071
SlingBar S	Art.nr: 70200001	Art.nr: 70200001	Art.nr: 70200001	Art.nr: 70200001	Art.nr: 70200001	Art.nr: 70200001	Art.nr: 70200001	Art.nr: 70200001	Art.nr: 70200001
SlingBar M	Art.nr: 70200002	Art.nr: 70200002	Art.nr: 70200002	Art.nr: 70200002	Art.nr: 70200002	Art.nr: 70200002	Art.nr: 70200002	Art.nr: 70200002	Art.nr: 70200002
SlingBar L	Art.nr: 70200003	Art.nr: 70200003	Art.nr: 70200003	Art.nr: 70200003	Art.nr: 70200003	Art.nr: 70200003	Art.nr: 70200003	Art.nr: 70200003	Art.nr: 70200003
SlingBarSpreader M	Art.nr: 70200042	Art.nr: 70200042	Art.nr: 70200042	Art.nr: 70200042	Art.nr: 70200042	Art.nr: 70200042	Art.nr: 70200042	Art.nr: 70200042	Art.nr: 70200042
StretcherBar	Art.nr: 70200006	Art.nr: 70200006	Art.nr: 70200006	Art.nr: 70200006	Art.nr: 70200006	Art.nr: 70200006	Art.nr: 70200006	Art.nr: 70200006	Art.nr: 70200006
BariBar	Art.nr: 70200072	Art.nr: 70200072	Art.nr: 70200072	Art.nr: 70200072	Art.nr: 70200072	Art.nr: 70200072	Art.nr: 70200072	Art.nr: 70200072	Art.nr: 70200072
Sling bar RFL X4	Art.nr: 70200017	Art.nr: 70200017	Art.nr: 70200017	Art.nr: 70200017	Art.nr: 70200017	Art.nr: 70200017	Art.nr: 70200017	Art.nr: 70200017	Art.nr: 70200017
Lift strap extension	Art.nr: 70200053-058	Art.nr: 70200053-058	Art.nr: 70200053-058	Art.nr: 70200053-058	Art.nr: 70200053-058	Art.nr: 70200053-058	Art.nr: 70200053-058	Art.nr: 70200053-058	Art.nr: 70200053-058
Cover to charger	-	-	Art.nr: 50400066	Art.nr: 50400066	Art.nr: 50400066	Art.nr: 50400066	Art.nr: 50400066	Art.nr: 50400066	Art.nr: 50400066
Parking Placard	Art.nr: 50400048	Art.nr: 50400048	Art.nr: 50400048	Art.nr: 50400048	Art.nr: 50400048	Art.nr: 50400048	Art.nr: 50400048	Art.nr: 50400048	Art.nr: 50400048
Parking Placard BariBar	Art.nr: 50400332	Art.nr: 50400332	Art.nr: 50400332	Art.nr: 50400332	Art.nr: 50400332	Art.nr: 50400332	Art.nr: 50400332	Art.nr: 50400332	Art.nr: 50400332
Scales, Charder MHS2500	Art.nr: 70100002 Art.nr: 70100003	Art.nr: 70100002 Art.nr: 70100003	Art.nr: 70100002 Art.nr: 70100003	Art.nr: 70100002 Art.nr: 70100003	Art.nr: 70100002 Art.nr: 70100003	Art.nr: 70100002 Art.nr: 70100003	Art.nr: 70100002 Art.nr: 70100003	Art.nr: 70100002 Art.nr: 70100003	Art.nr: 70100002 Art.nr: 70100003
SwiftHook	Art.nr: 70200008	Art.nr: 70200008	Art.nr: 70200008	Art.nr: 70200008	Art.nr: 70200008	Art.nr: 70200008	Art.nr: 70200008	Art.nr: 70200008	Art.nr: 70200008
RoomTransferHook	Art.nr: 70200010	Art.nr: 70200010	Art.nr: 70200010	Art.nr: 70200010	Art.nr: 70200010	Art.nr: 70200010	Art.nr: 70200010	Art.nr: 70200010	Art.nr: 70200010
SystemRoMedic™ tilbanden	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

Tilbanden

Handicare's SystemRoMedic-lijn biedt een veelomvattend assortiment van functionele en comfortabele tilbanden van hoge kwaliteit gemaakt voor veilig, comfortabel en individueel aangepast tillen in verschillende tilsituaties. De tilbanden zijn verkrijgbaar in verschillende materialen en in maten van XXS tot XXL. Ook zijn er speciale modellen in XXXL en XXXXL voor extreem grote en zware zorgvragers. Ga naar www.handicare.com voor meer informatie.

Alle modellen en speciale versies van RiseBasic en RiseAtlas worden geleverd met handbediening en oplader. Tijk is apart te bestellen.

Modelo / Versiones especiales	RiseBasic300M	RiseBasic440M	RiseAtlas450M, con QuickTrolleySystem	RiseAtlas450M, con QuickTrolleySystem, high humidity	RiseAtlas450T	RiseAtlas450T, con función SmartPark	RiseAtlas625M, con QuickTrolleySystem	RiseAtlas625T	RiseAtlas625T, con función SmartPark
NºArt.	50100039	50100040	50100057	50100051	50100058	50100052	50100059	50100060	50100053
Carga operacional segura	138 kg	200 kg	205 kg	205 kg	205 kg	205 kg	285 kg	285 kg	285 kg
Transferencia en carril	Manual	Manual	Manual	Manual	Motor de transferencia	Motor de transferencia	Manual	Motor de transferencia	Motor de transferencia
Material, chásis	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Material, cubierta	Plástico ABS ignífugo	Plástico ABS ignífugo	Plástico ABS ignífugo	Plástico ABS ignífugo	Plástico ABS ignífugo	Plástico ABS ignífugo	Plástico ABS ignífugo	Plástico ABS ignífugo	Plástico ABS ignífugo
Dimensiones, longitud x anchura x altura	266 x 151 x 156 mm	266 x 151 x 156 mm	266 x 151 x 156 mm	266 x 151 x 156 mm	266 x 151 x 156 mm	266 x 151 x 156 mm	266 x 151 x 156 mm	266 x 151 x 156 mm	266 x 151 x 156 mm
Peso	6,8 kg	6,8 kg	7,2 kg	7,3 kg	7,5 kg	7,5 kg	7,3 kg	7,5 kg	7,5 kg
Velocidad de desplazamiento, a lo largo del carril, sin carga	-	-	-	-	140 mm por segundo	140 mm por segundo	-	140 mm por segundo	140 mm por segundo
Velocidad de desplazamiento, a lo largo del carril, con carga	-	-	-	-	120 mm por segundo	120 mm por segundo	-	120 mm por segundo	120 mm por segundo
Mando	Eléctrico, 4 botones	Eléctrico, 4 botones	Eléctrico, 4 botones	Eléctrico, 4 botones	Eléctrico, 6 botones	Eléctrico, 6 botones	Eléctrico, 4 botones	Eléctrico, 6 botones	Eléctrico, 6 botones
Rango de elevación	2400 mm	2400 mm	2400 mm	2400 mm	2400 mm	2400 mm	2400 mm	2400 mm	2400 mm
Velocidad de elevación, sin carga	30 mm por segundo	30 mm por segundo	50 mm por segundo	50 mm por segundo	50 mm por segundo	50 mm por segundo	50 mm por segundo	50 mm por segundo	50 mm por segundo
Velocidad de elevación, con carga	20 mm por segundo	20 mm por segundo	39 mm por segundo	39 mm por segundo	39 mm por segundo	39 mm por segundo	39 mm por segundo	39 mm por segundo	39 mm por segundo
Nivel acústico, con carga	51 dB(A)	51 dB(A)	55 dB(A)	55 dB(A)	55 dB(A)	55 dB(A)	55 dB(A)	55 dB(A)	55 dB(A)
Control efectivo de la correa de elevación**	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Bajada de emergencia	Eléctrica y manual	Eléctrica y manual	Eléctrica y manual	Eléctrica y manual	Eléctrica y manual	Eléctrica y manual	Eléctrica y manual	Eléctrica y manual	Eléctrica y manual
Parada de emergencia	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual
Iluminación nocturna	-	-	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Batería	2 x 12V 2,9 Ah	2 x 12V 2,9 Ah	NiMH 24V 3,2 Ah/768Wh	NiMH 24V 3,2 Ah/768Wh	NiMH 24V 3,2 Ah/768Wh	NiMH 24V 3,2 Ah/768Wh	NiMH 24V 3,2 Ah/768Wh	NiMH 24V 3,2 Ah/768Wh	NiMH 24V 3,2 Ah/768Wh
Carga del mando	Estándar	Estándar	Estándar	No	Estándar	No	Estándar	Estándar	No
Carga del carril	Opcional, accesorio	Opcional, accesorio	Opcional, accesorio	Opcional, estándar	Opcional, accesorio	No	Opcional, accesorio	Opcional, accesorio	No
Carga final	Opcional, accesorio	Opcional, accesorio	Opcional, accesorio	Opcional, estándar	Opcional, accesorio	Estándar	Opcional, accesorio	Opcional, accesorio	Estándar
Grado de protección, unidad de grúa	IP20	IP20	IP20	IPX4	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Grado de protección, mando	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4



Todos los modelos y versiones especiales de RiseBasic y RiseAtlas cumple con los requisitos de los productos Clase 1 de la Directiva de Técnicas Médicas 93/42/EEC.

Modelo / Versiones especiales	RiseBasic300M	RiseBasic440M	RiseAtlas450M, con QuickTrolleySystem	RiseAtlas450M, con QuickTrolleySystem, high humidity	RiseAtlas450T	RiseAtlas450T, con función SmartPark	RiseAtlas625M, con QuickTrolleySystem	RiseAtlas625T	RiseAtlas625T, con función SmartPark
NºArt.	50100039	50100040	50100057	50100051	50100058	50100052	50100059	50100060	50100053
QuickTrolley450	-	-	NºArt. 70200046	-	-	-	-	-	-
QuickTrolley450 70 mm	-	-	NºArt. 70200051	NºArt. 70200051	-	-	-	-	-
QuickTrolleyUniversal 360	NºArt. 70200075	NºArt. 70200075	NºArt. 70200075	-	-	-	NºArt. 70200075	-	-
In-rail/end point charging	NºArt. 70200062	NºArt. 70200062	NºArt. 70200062	-	NºArt. 70200062	-	NºArt. 70200062	NºArt. 70200062	-
Switch manoeuvring	NºArt. 70200066	NºArt. 70200066	-	-	-	-	-	-	-
IR remote controlling	-	-	NºArt. 70200065	-	-	-	NºArt. 70200065	-	-
9V battery and cable	-	-	NºArt. 70200047	-	NºArt. 70200047	NºArt. 70200047	NºArt. 70200047	NºArt. 70200047	NºArt. 70200047
Software for diagnostics	NºArt. 70200048	NºArt. 70200048	NºArt. 70200048	NºArt. 70200048	NºArt. 70200048	NºArt. 70200048	NºArt. 70200048	NºArt. 70200048	NºArt. 70200048
SlingBar XS	NºArt. 70200071	NºArt. 70200071	NºArt. 70200071	NºArt. 70200071	NºArt. 70200071	NºArt. 70200071	NºArt. 70200071	NºArt. 70200071	NºArt. 70200071
SlingBar S	NºArt. 70200001	NºArt. 70200001	NºArt. 70200001	NºArt. 70200001	NºArt. 70200001	NºArt. 70200001	NºArt. 70200001	NºArt. 70200001	NºArt. 70200001
SlingBar M	NºArt. 70200002	NºArt. 70200002	NºArt. 70200002	NºArt. 70200002	NºArt. 70200002	NºArt. 70200002	NºArt. 70200002	NºArt. 70200002	NºArt. 70200002
SlingBar L	NºArt. 70200003	NºArt. 70200003	NºArt. 70200003	NºArt. 70200003	NºArt. 70200003	NºArt. 70200003	NºArt. 70200003	NºArt. 70200003	NºArt. 70200003
SlingBarSpreader M	NºArt. 70200042	NºArt. 70200042	NºArt. 70200042	NºArt. 70200042	NºArt. 70200042	NºArt. 70200042	NºArt. 70200042	NºArt. 70200042	NºArt. 70200042
StretcherBar	NºArt. 70200006	NºArt. 70200006	NºArt. 70200006	NºArt. 70200006	NºArt. 70200006	NºArt. 70200006	NºArt. 70200006	NºArt. 70200006	NºArt. 70200006
BariBar	NºArt. 70200072	NºArt. 70200072	NºArt. 70200072	NºArt. 70200072	NºArt. 70200072	NºArt. 70200072	NºArt. 70200072	NºArt. 70200072	NºArt. 70200072
Sling bar RFL X4	NºArt. 70200017	NºArt. 70200017	NºArt. 70200017	NºArt. 70200017	NºArt. 70200017	NºArt. 70200017	NºArt. 70200017	NºArt. 70200017	NºArt. 70200017
Lift strap extension	NºArt. 70200053-058	NºArt. 70200053-058	NºArt. 70200053-058	NºArt. 70200053-058	NºArt. 70200053-058	NºArt. 70200053-058	NºArt. 70200053-058	NºArt. 70200053-058	NºArt. 70200053-058
Cover to charger	-	-	NºArt. 50400066	NºArt. 50400066	NºArt. 50400066	NºArt. 50400066	NºArt. 50400066	NºArt. 50400066	NºArt. 50400066
Parking Placard	NºArt. 50400048	NºArt. 50400048	NºArt. 50400048	NºArt. 50400048	NºArt. 50400048	NºArt. 50400048	NºArt. 50400048	NºArt. 50400048	NºArt. 50400048
Parking Placard BariBar	NºArt. 50400332	NºArt. 50400332	NºArt. 50400332	NºArt. 50400332	NºArt. 50400332	NºArt. 50400332	NºArt. 50400332	NºArt. 50400332	NºArt. 50400332
Básculas, Charder MHS2500	NºArt. 70100002 NºArt. 70100003	NºArt. 70100002 NºArt. 70100003	NºArt. 70100002 NºArt. 70100003	NºArt. 70100002 NºArt. 70100003	NºArt. 70100002 NºArt. 70100003	NºArt. 70100002 NºArt. 70100003	NºArt. 70100002 NºArt. 70100003	NºArt. 70100002 NºArt. 70100003	NºArt. 70100002 NºArt. 70100003
SwiftHook	NºArt. 70200008	NºArt. 70200008	NºArt. 70200008	NºArt. 70200008	NºArt. 70200008	NºArt. 70200008	NºArt. 70200008	NºArt. 70200008	NºArt. 70200008
RoomTransferHook	NºArt. 70200010	NºArt. 70200010	NºArt. 70200010	NºArt. 70200010	NºArt. 70200010	NºArt. 70200010	NºArt. 70200010	NºArt. 70200010	NºArt. 70200010
Arneses SystemRoMedic™	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí

Arneses de elevación

SystemRoMedic™ ofrece una gama completa de arneses funcionales, cómodos y de alta calidad diseñados para elevaciones confortables y personalizadas en diferentes situaciones de elevación. Los arneses de suministran en distintos materiales y tallas desde la XXS a la XXL. También disponemos de modelos especiales de arneses en tallas XXXL y XXXXL para usuarios especialmente grandes y pesados. Visite www.handicare.es para más información.

Todos los modelos y versiones especiales de RiseBasic y RiseAtlas se suministran con mando y cargador. La percha se pide aparte.