

# MilkyWay NAV

## Målskjema



Dato:	Monteringsdato:
Vår ref.:	
Bestillings nr. (HMS):	Kunde (Handicare):
Utprøvningsnr.:	

- Salgsordre  
 Tilbud

### Bruker

Navn:	
Bruker nr.:	Fødselsdato:
Adresse:	
Postnr.:	Poststed:
Telefon (priv.):	Telefon (arb.):
E-post:	

Ordre nr.:
Kunde nr.:
Reg. dato:
Ferdig:
Sendt:

### Faktura

Adresse:	
Postnr.:	Poststed:
Formidler:	Telefon:
Arbeidssted:	
E-post:	

Selger HC:
HC avd.:

### Levering/montering

Samme som bruker

Adresse:	
Postnr.:	Poststed:
Kontaktperson:	
Telefon:	Mobil:
E-post:	

### Avklaringspunkter

	Ja	Nei
Er det kostnader bruker må dekke selv?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er det behov for snekker/elektriker?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er visittkort levert (kontaktperson i HC)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er monteringsstidspunkt avklart?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Skal andre produkter monteres samtidig?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er andre behov avklart?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er vår rolle i saksbehandlingen avklart?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


**NB!** Alle endringer som har betydning for HC må meldes fra straks.

# MilkyWay NAV Målskjema

Bruker: \_\_\_\_\_

## Tegn inn hvor skinnene skal gå.

Merk av om det er lampepunkter, brannvarslere, ventilasjon ol. som kan være til hinder for skinnemontering i taket. Tegn inn laderens plassering og husk å ta med alle nødvendige mål.

A large grid for drawing the placement of skins on the ceiling. The grid is composed of small squares, with a larger square in the center. The grid is intended for the user to draw the placement of skins and mark any obstacles like light points, fire alarms, or ventilation.

# MilkyWay NAV Målskjema

Bruker: \_\_\_\_\_

## Kundens ønske

Montert i tak     Montert i vegg     Frittstående

## Takkonstruksjon

Tre     Spennbetong     Betong     Gips     Himling

Hva er over platene?

## Hvilken retning går et evt. bjelkelag ifht. skinnene?

Med     På tvers    **NB!** Merk takbjelkenes retning på skissen

## Er det lik takhøyde i rommene der heisen skal gå?

Ja     Nei    Oppgi evt. høyder:

## Loft

Er det tilgang til loft?     Ja     Nei

Gulvlagt loft?     Ja     Nei

Er det ESWA (varmematter) i taket?     Ja     Nei

## Veggkonstruksjon

Tre     Lettvegg     Betong     Gips

## I hvilket rom skal heisen monteres?

Bad     Gang     Kjøkken     Soverom     Stue

Annet?

## Beskrivelse av dør (dersom heisen skal gå fra rom til rom)

Dørblad     Dør opp til tak     Enkel skyvedør     Tofløyet skyvedør

Dørhøyde (cm):    Høyde over dør (cm):

Dørbredde (cm):


Er der bærende konstruksjon over dør?     Ja     Nei

## Spesialtilpassing/annet:

# MilkyWay NAV Målskjema

Bruker: \_\_\_\_\_

## Takheismotorer



1	Stasjonær	Enhet	Art. nr.	HMS art.nr.	Ant.
<input type="checkbox"/>	RiseAtlas450M, med QuickTrolleySystem, 205 kg	Stk	50100057K	199200	
<input type="checkbox"/>	RiseAtlas450T, 205 kg	Stk	50100058K	199203	
<input type="checkbox"/>	RiseAtlas625M, 285 kg	Stk	50100059K	199201	
<input type="checkbox"/>	RiseAtlas625T, 285 kg	Stk	50100060K	199204	
<input type="checkbox"/>	RiseBasic440M, 200 kg	Stk	50100040K	199202	

OBS: Lader, håndkontroll og løftebøyle følger med i esken.

## Tilbehør til takheismotor RiseAtlas/RiseBasic

2	RiseAtlas/RiseBasic/Reda	Enhet	Art. nr.	HMS art.nr.	Ant.
<input type="checkbox"/>	QuickTrolley hjulsett for RiseAtlas 450M (for 50100057K)	Sett	70200046	199290	
<input type="checkbox"/>	Quick Trolley hjulsett for Liko/Freeway skinne	Sett	HCS13	199286	
<input type="checkbox"/>	Quick Trolley hjulsett for Guldmann GH2/Ergolet R6 skinne	Sett	HCS14	199287	
<input type="checkbox"/>	Quick Trolley hjulsett for Ergolet R8 skinne	Sett	HCS15	199288	
<input type="checkbox"/>	Quick Trolley hjulsett for RiseAtlas450 70 mm	Sett	70200051	199277	
<input type="checkbox"/>	Quick Trolley hjulsett for RiseAtlas625	Sett	70200063	199291	
<input type="checkbox"/>	Quick Trolley hjulsett for RiseAtlas625 90°	Sett	70200064	199278	
<input type="checkbox"/>	Quick Trolley hjulsett for sving RiseAtlas 450M	Sett	HCS37		
<input type="checkbox"/>	Quick Trolley hjulsett for sving RiseAtlas 625M	Sett	HCS37		
<input type="checkbox"/>	Quick Trolley hjulsett 360 grader RiseAtlas450M	Sett	70200075		
<input type="checkbox"/>	Skinnelader, endestasjon/konstant RiseAtlas/RiseBasic	Sett	70200062	199279	
<input type="checkbox"/>	Strømforsyning til skinnelader 70200062	Stk	81000012	199299	
<input type="checkbox"/>	IR-styring	Sett	70200065	199281	
<input type="checkbox"/>	Dreieplatestyring for RiseBasic	Stk	70200066	199280	

# MilkyWay NAV Målskjema

Bruker: \_\_\_\_\_

## Tilbehør til takheismotor RiseAtlas/RiseBasic



Løftebøyle universal



Art. nr. 70200042



Art. nr. 70200004



Art. nr. 70200006



Art. nr. 70100002/03



Art. nr. 50400048



Art. nr. 70200008



Art. nr. 70200010

3	RiseAtlas/RiseBasic/Reda	Enhet	Art. nr.	HMS art.nr.	Ant.
<input type="checkbox"/>	Forlenger til løftebånd RiseAtlas/RiseBasic 37 cm	Stk	70200053	199269	
<input type="checkbox"/>	Forlenger til løftebånd RiseAtlas/RiseBasic 57 cm	Stk	70200054	199270	
<input type="checkbox"/>	Forlenger til løftebånd RiseAtlas/RiseBasic 67 cm	Stk	70200055	199271	
<input type="checkbox"/>	Forlenger til løftebånd RiseAtlas/RiseBasic 77 cm	Stk	70200056	199272	
<input type="checkbox"/>	Forlenger til løftebånd RiseAtlas/RiseBasic 87 cm	Stk	70200057	199273	
<input type="checkbox"/>	Forlenger til løftebånd RiseAtlas/RiseBasic 97 cm	Stk	70200058	199274	
<input type="checkbox"/>	Løftebøyle SlingBar S	Stk	70200001	162984	
<input type="checkbox"/>	Løftebøyle SlingBar M	Stk	70200002		
<input type="checkbox"/>	Løftebøyle SlingBar L	Stk	70200003	162985	
<input type="checkbox"/>	Sidebøyer, SlingBarSpreader M, til løftebøyle SlingBar S/M/L	Par	70200042	199282	
<input type="checkbox"/>	Løftebøyle SlingBarX4, 4 punktsbøyle	Stk	70200004	162986	
<input type="checkbox"/>	Løftebøyle StretcherBar, 300 kg, 10 kroker	Stk	70200006	199283	
<input type="checkbox"/>	Kabel og 9V batterifor nødsenk til RiseAtlas	Sett	70200047	199275	
<input type="checkbox"/>	Software for diagnostikk, USB-minnepinne og kabel for RiseAtlas og RisePorto	Sett	70200048	199276	
<input type="checkbox"/>	Vekt Scale660, 300 kg	Stk	70100002		
<input type="checkbox"/>	Vekt Scale880, 400 kg	Stk	70100003		
<input type="checkbox"/>	Parkeringstavle for løftebøyle	Stk	50400048	199284	
<input type="checkbox"/>	Polster til løftebøyle, SlingBarWrap	Stk	70200009	162990	
<input type="checkbox"/>	Hurtigkobling, SwiftHook	Stk	70200008	162987	
<input type="checkbox"/>	Rom til rom koblingssett, 2 stk R2R H-adaptore, 1 stk R2R krok + bolter	Sett	70200010	162988	
<input type="checkbox"/>	Deksel-cover til lader, hvit, til RiseAtlas	Stk	50400066	162992	

4	Nettledning	Enhet	Art. nr.	HMS art.nr.	Ant.
<input type="checkbox"/>	Nettledning, svart 3 m	Stk	43-315-18		
<input type="checkbox"/>	Nettledning, svart 5 m	Stk	43-526-13		
<input type="checkbox"/>	Nettledning, svart 10 m	Stk	43-315-40		
<input type="checkbox"/>	Nettledning, hvit 1,8 m	Stk	43-314-45		
<input type="checkbox"/>	Nettledning, hvit 3 m	Stk	43-526-15		

# MilkyWay NAV Målskjema

Bruker: \_\_\_\_\_


## Skinner - MilkyWay



Art. nr. 50400123, 50400157,  
50400125-127

### 5 Skinne, H64. Bærelengde opptil 2,5 meter, maks overheng er 50 cm


	Enhet	Art. nr.	HMS art.nr.	Ant.
<input type="checkbox"/> Skinne H64 2 meter	Stk	50400123	199221	
<input type="checkbox"/> Skinne H64 3 meter	Stk	50400157	199222	
<input type="checkbox"/> Skinne H64 4 meter	Stk	50400125	199223	
<input type="checkbox"/> Skinne H64 5 meter	Stk	50400126	199224	
<input type="checkbox"/> Skinne H64 6 meter	Stk	50400127	199225	



Art. nr. 50400128-132

### 5 Skinne, H120. Bærelengde opptil 5 meter, maks overheng er 75 cm

	Enhet	Art. nr.	HMS art.nr.	Ant.
<input type="checkbox"/> Skinne H120 2 meter	Stk	50400128	199226	
<input type="checkbox"/> Skinne H120 3 meter	Stk	50400129	199227	
<input type="checkbox"/> Skinne H120 4 meter	Stk	50400130	199228	
<input type="checkbox"/> Skinne H120 5 meter	Stk	50400131	199229	
<input type="checkbox"/> Skinne H120 6 meter	Stk	50400132	199230	



Art. nr. 50400133-135

### 5 Skinne, H160. Bærelengde opptil 7 meter, maks overheng er 1 m

	Enhet	Art. nr.	HMS art.nr.	Ant.
<input type="checkbox"/> Skinne H160 5 meter	Stk	50400133	199231	
<input type="checkbox"/> Skinne H160 6 meter	Stk	50400134	199232	
<input type="checkbox"/> Skinne H160 7 meter	Stk	50400135	199233	

### 5 Kurvede skinner

	Enhet	Art. nr.	HMS art.nr.	Ant.
<input type="checkbox"/> Skinne, sving H64 45° (R760), lengde 102 cm	Stk	50400227	199234	
<input type="checkbox"/> Skinne, sving H64 90° (R760), lengde 165 cm	Stk	50400228	199235	
<input type="checkbox"/> Skinne, sving H64 22,5° (R760), lengde 71 cm	Stk	50400231	199238	
<input type="checkbox"/> Skinne, sving H64 15° (R760), lengde 61 cm	Stk	50400232	199239	

### OBS! For kurvede skinner må man benytte:

<input type="checkbox"/> Quick Trolley hjulsett for sving RiseAtlas 450M/625M	Sett	HCS37		
---	------	-------	--	--

# MilkyWay NAV Målskjema

Bruker: \_\_\_\_\_

## Skinnefeste og festemateriell

HUSK! Festemateriell skal registreres med varenr. FESTEMW (konfigurator)



Art. nr. 50400118



Art. nr. 50400236



Art. nr. 50400162



Art. nr. 50400039

6	Enhet	Art. nr.	HMS art.nr.	Ant.
<input type="checkbox"/>	Stk	50400118		
<input type="checkbox"/>	Stk	50400236		
<input type="checkbox"/>	Stk	50400162		
<input type="checkbox"/>	Stk	50400039		



Art. nr. 50400036



Art. nr. 50400158



Art. nr. 50400154



Art. nr. 50400155



Art. nr. 50400192



Art. nr. 50400076




Art. nr. 50400119



Art. nr. 50400120



Art. nr. 50400121




Art. nr. 50400159

6	Enhet	Art. nr.	HMS nr.	Ant.
<input type="checkbox"/>	Stk	50400027		
<input type="checkbox"/>	Stk	50400026		
<input type="checkbox"/>	Stk	50400036		
<input type="checkbox"/>	Stk	50400158		
<input type="checkbox"/>	Stk	50400154		
<input type="checkbox"/>	Stk	50400155		
<input type="checkbox"/>	Sett	50400192		
<input type="checkbox"/>	Stk	50400076		
<input type="checkbox"/>	Stk	50400119		
<input type="checkbox"/>	Stk	50400120		
<input type="checkbox"/>	Stk	50400159		
<input type="checkbox"/>	Stk	50400121		
<input type="checkbox"/>	Stk	50400160		
<input type="checkbox"/>	Stk	50400190		
<input type="checkbox"/>	Stk	50400242		
<input type="checkbox"/>	Stk	50400191		
<input type="checkbox"/>	Stk	90001891		
<input type="checkbox"/>	Sett	50400193		
<input type="checkbox"/>	2 stk	50400194		
<input type="checkbox"/>	2 stk	50400235		



Art. nr. 50400160



Art. nr. 50400190



Art. nr. 50400191



Art. nr. 50400235


# MilkyWay NAV Målskjema

Bruker: \_\_\_\_\_

## Skinnefeste og festemateriell utenom FESTEMW

7		Enhet	Art. nr.	HMS art.nr.	Ant.
<input type="checkbox"/>	Skinnefeste for skråtak	Stk	90002475	199254	
<input type="checkbox"/>	Sidestag for gjengestag	Sett	50400075	199266	

## Pendel



8		Enhet	Art. nr.	HMS art.nr.	Ant.
<input type="checkbox"/>	Pendel, fast lengde, 55 mm	Stk	50400163	199255	
<input type="checkbox"/>	Pendel, fast lengde, 105 mm	Stk	50400164	199256	
<input type="checkbox"/>	Pendel, fast lengde, 150 mm	Stk	50400165	199257	
<input type="checkbox"/>	Pendel, fast lengde, 200 mm	Stk	50400166	199258	
<input type="checkbox"/>	Pendel, fast lengde, 300 mm	Stk	50400167	199259	
<input type="checkbox"/>	Pendel, regulerbar R190-320	Stk	50400078	199260	
<input type="checkbox"/>	Pendel, regulerbar R290-470	Stk	50400079	199261	
<input type="checkbox"/>	Pendel, regulerbar R420-730	Stk	50400080	199262	
<input type="checkbox"/>	Pendel, regulerbar R680-1250	Stk	50400081	199263	
<input type="checkbox"/>	Pendel, regulerbar R1200-2290	Stk	50400082	199264	
<input type="checkbox"/>	Pendel, regulerbar L312-512	Stk	50400111	164119	
<input type="checkbox"/>	Pendel, regulerbar L512-912	Stk	50400112	199265	
<input type="checkbox"/>	Pendelcover til tak, 50mm	Stk	2207147		

## Traversvogner




9		Enhet	Art. nr.	HMS art.nr.	Ant.
<input type="checkbox"/>	Traversvogn manuell 3000 for endeladestasjon/håndkontroll lading	Stk	50400177s	199243	
<input type="checkbox"/>	Skjøteledning for traversvogn manuell 3000	Stk	70200049	199248	
<input type="checkbox"/>	Traversvogn 3000 for skinnelading.	Stk	50400122s	199244	
<input type="checkbox"/>	Traversvogn 6500, lang, for endeladestasjon/håndkontroll lading	Stk	50400178s	199246	
<input type="checkbox"/>	Traversvogn 6500, lang, for skinnelading	Stk	50400140s	199245	
<input type="checkbox"/>	Traversvogn elektrisk fremdrift	Par	50400256	199247	



# MilkyWay NAV Målskjema

Bruker: \_\_\_\_\_

## Tilbehør skinner




Art. nr. 50400233

Art. nr. 50400226



Art. nr. 50400170-176

Art. nr. 1085



Art. nr. 70200026



Art. nr. 70200027

10

	Enhet	Art. nr.	HMS art.nr.	Ant.
<input type="checkbox"/> Dreieplate, elektrisk, kun til RiseBasic	Stk	50400233	199249	
<input type="checkbox"/> Dreieplate, manuell	Stk	50400234	199250	
<input type="checkbox"/> Traverslås, manuell, for H64/H64 skinne	Stk	50400226	199251	
<input type="checkbox"/> Traverslås, manuell, for H120/H120 skinne	Stk	50400237	199252	
<input type="checkbox"/> Traverslås, manuell, for H64/H120 skinne	Stk	50400238	199253	
<input type="checkbox"/> Skinnelader, endestasjon/konstant RiseAtlas/Basic	Sett	70200062	199279	
<input type="checkbox"/> Kontaktskinne og isolator 3 meter	Stk	50400170	199240	
<input type="checkbox"/> Kontaktskinne og isolator 6 meter	Stk	50400173	199241	
<input type="checkbox"/> Opphengsstativ til løfteseil	Stk	01085		
<input type="checkbox"/> Aktivitetsskinne 1. punkt	Stk	70200026	199300	
<input type="checkbox"/> Aktivitetsskinne 2. punkt	Stk	70200027	199301	

## Frittstående skinne systemer



Art. nr. 50300004



Art. nr. 50300005



Art. nr. 50400180

10

	Enhet	Art. nr.	HMS art.nr.	Ant.
<input type="checkbox"/> Castor, frittstående stativ, hvit uten skinne, 300 kg	Stk	50300004	163021	
<input type="checkbox"/> Pollux, frittstående stativ, hvit uten skinne, 500 kg	Stk	50300005	199295	
<input type="checkbox"/> Helena, frittstående stativ, travers 3x3 m	Stk	50300009	199292	
<input type="checkbox"/> Helena, frittstående stativ, travers 4x3 m	Stk	50300010	199293	
<input type="checkbox"/> Helena, frittstående stativ, travers 5x4 m	Stk	50300011	199294	
<input type="checkbox"/> Hurtigkoblinger og låsehåndtak til Castor og Pollux	4 stk	50300006	199296	
<input type="checkbox"/> BariTurn, 360° hjulsett for 2 stk. takmotorer, for Pollux og MilkyWay. Brukes ved behov for ekstra løpftekapasitet.	Stk	50400180	199242	

# MilkyWay NAV Målskjema

Bruker: \_\_\_\_\_

## Arbeid/tjenester

11	Varebeskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
<input type="checkbox"/>	Prosjektering stasjonære personløftere enhetspris intern tekniker	911940TEK	199303
<input type="checkbox"/>	Prosjektering stasjonære personløftere enhetspris selger	911940SALG	199303
<input type="checkbox"/>	Prosjektering stasjonære personløftere enhetspris ekstern tekniker	911940EKS	199303
<input type="checkbox"/>	Montering pr. meter stasjonære personløftere intern tekniker	911941TEK	199302
<input type="checkbox"/>	Montering pr. meter stasjonære personløftere ekstern tekniker	911941EKS	199302
<input type="checkbox"/>	Demontering pr. meter stasjonære personløftere intern tekniker	911942TEK	199304
<input type="checkbox"/>	Demontering pr. meter stasjonære personløftere ekstern tekniker	911942EKS	199304
<input type="checkbox"/>	Reparasjon alle personløftere timepris intern tekniker	911943TEK	199307
<input type="checkbox"/>	Reparasjon alle personløftere timepris ekstern tekniker	911943EKS	199307
<input type="checkbox"/>	Gjenbruk alle personløftere enhetspris intern tekniker	911944TEK	199308
<input type="checkbox"/>	Gjenbruk alle personløftere enhetspris ekstern tekniker	911944EKS	199308
<input type="checkbox"/>	Periodisk ettersyn stasjonære personløftere enhetspris intern tekniker	911945TEK	199305
<input type="checkbox"/>	Periodisk ettersyn stasjonære personløftere enhetspris ekstern tekniker	911945EKS	199305
<input type="checkbox"/>	Periodisk ettersyn mobile personløftere enhetspris intern tekniker	911947TEK	199306
<input type="checkbox"/>	Periodisk ettersyn mobile personløftere enhetspris ekstern tekniker	911947EKS	199306

## Reise

Reise, transport, kjøregodtgjørelse

12	Reisetid/transport	Art.nr.	HMS art.nr.
<input type="checkbox"/>	Selger	timer	911946SALG -
<input type="checkbox"/>	Intern tekniker	timer	911946TEK -
<input type="checkbox"/>	Ekstern tekniker	timer	911946EKS -

Kilometergodtgjørelse	Art.nr.	HMS art.nr.
<input type="checkbox"/> Selger	km	900955SALG -
<input type="checkbox"/> Intern tekniker	km	900955TEK -
<input type="checkbox"/> Ekstern tekniker	km	900955EKS -

Tillegg for passasjer	Art.nr.	HMS art.nr.
<input type="checkbox"/> Selger	km	900956SALG -
<input type="checkbox"/> Intern tekniker	km	900956TEK -
<input type="checkbox"/> Ekstern tekniker	km	900956EKS -

Tillegg for tilhenger og materiell >150 kg eller 0,5m <sup>3</sup>	Art.nr.	HMS art.nr.
<input type="checkbox"/> Selger	km	900957SALG -
<input type="checkbox"/> Intern tekniker	km	900957TEK -
<input type="checkbox"/> Ekstern tekniker	km	900957EKS -

# MilkyWay NAV Målskjema

Bruker: \_\_\_\_\_

## Reise, forts.

Reise, transport, kjøregodtgjørelse

Bompenger/Ferje/Parkering		Art.nr.	HMS art.nr.
<input type="checkbox"/> Selger	kr	900926SALG	-
<input type="checkbox"/> Intern tekniker	kr	900926TEK	-
<input type="checkbox"/> Ekstern tekniker	kr	900926EKS	-

Hotell/overnatting		Art.nr.	HMS art.nr.
<input type="checkbox"/> Selger	kr	900925SALG	-
<input type="checkbox"/> Intern tekniker	kr	900925TEK	-
<input type="checkbox"/> Ekstern tekniker	kr	900925EKS	-

Diett		Art.nr.	HMS art.nr.
<input type="checkbox"/> Selger	kr	900928SALG	-
<input type="checkbox"/> Intern tekniker	kr	900928TEK	-
<input type="checkbox"/> Ekstern tekniker	kr	900928EKS	-

Reise og oppholdsutgifter er ikke inkludert i enhetspris prosjektering, montering og resirkulering. Disse kostnadene faktureres NAV Hjelpemiddelsentral iht. Statens satser, uten påslag. Reisetid skal faktureres med samme timepris som for reparasjoner.

Timepris for reparasjoner skal også benyttes for reisetid ved reparasjoner og demontering, herunder reparasjoner ifm. resirkulering.

## Husk å sjekke om brukeren har behov for løfteseil

### Løfteseil

Trenger brukeren løfteseil?

Varebeskrivelse	Art. nr	HMS art. nr.	Ant

