


Static Air V1 im Vgl. mit Static Air HZ

Dyna-Form Mercury Static Air v1 Druckaufzeichnungsanalyse
Dyna-Pad Profile Kissen 56kg weiblich



Static Air HZ Druckaufzeichnungsanalyse

Die Analysen zeigen ähnliche Spitzendrücke von ca. 44mmHg - 42mmHg) aber mit einer deutlichen Reduktion des Maximums im Fersenbereich von zuvor 24 mmHg auf circa 9 mmHg.

